




*Передовые технологии  
для дентальной имплантации*

# КАТАЛОГ



# ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ



# СОДЕРЖАНИЕ

О КОМПАНИИ .....	04	УЗКАЯ ПЛАТФОРМА .....	102
ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ AB DENTAL .....	06	+ Таблица ортопедических элементов .....	106
ИМПЛАНТОЛОГИЯ .....	08	+ Формирователи десны .....	108
ABGUIDEDSERVICE .....	10	+ Трансферы .....	109
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ЗАКАЗ .....	16	+ Протезирование на основе цементной фиксации .....	113
ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ .....	20	+ Протезирование на основе винтовой фиксации .....	123
+ Протокол сверления имплантатов .....	22	+ Условно-съёмное протезирование .....	129
+ Имплантаты на уровне кости .....	26	+ Изделия для лабораторий .....	119
+ Имплантаты с узкой платформой .....	36	БИОМАТЕРИАЛЫ И СОПУТСТВУЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ .....	134
+ Одноэтапные имплантаты .....	40	+ Костнозамещающий материал .....	135
ИНСТРУМЕНТЫ .....	42	+ Мембрана .....	138
+ Фрезы .....	44	+ Фантом нижней челюсти TLJ .....	139
+ Ключи и отвертки .....	48	+ Аппарат стоматологический моторный ABPhysio .....	140
+ Профессиональные инструменты для имплантации .....	49	РУБРИКАТОР .....	142
+ Хирургические наборы .....	51		
ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ .....	60		
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА .....	62		
+ Таблица ортопедических элементов .....	64		
+ Формирователи десны .....	66		
+ Трансферы .....	67		
+ Протезирование на основе цементной фиксации .....	71		
+ Протезирование на основе винтовой фиксации .....	87		
+ Условно-съёмное протезирование .....	99		
+ Изделия для лабораторий .....	83,95		

# О КОМПАНИИ

AB Dental - это динамичная и инновационная сервисная компания, предоставляющая стоматологу комплексное решение, которое включает компьютерное планирование дентальной имплантации и изготовление дентальных имплантатов на заказ методом лазерного спекания.

Мы специализируемся на разработке, изготовлении и реализации дентальных имплантатов, материалов для протезирования и хирургических инструментов, применяя при этом новейшие технологии и накопленный за многие годы работы в этой сфере опыт.

## УНИКАЛЬНОЕ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ КЛИНИК ОТ КОМПАНИИ AB Dental

- + Компьютерное планирование дентальной имплантации.
- + Печать хирургических шаблонов в формате 3D.
- + Изготовление индивидуальных дентальных имплантатов методом лазерного спекания.
- + Широкий выбор имплантатов, ортопедических элементов для протезирования, инструментов, аксессуаров и CAD/CAM-технологий, необходимых для успешного проведения операций по имплантации зубов.
- + Современный учебный центр, полностью оборудованный для проведения лекций и практических занятий.

Продукция компании AB Dental полностью соответствует высочайшим международным стандартам, имеет Европейский сертификат соответствия (CE), а также одобрена соответствующими регулирующими органами во многих странах, например, Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в США, Китае, Индии, Тайване, организацией AMAR в Израиле, Австралийской администрацией лекарственных средств (TGA), Министерствами здравоохранения Российской Федерации, Украины и многими другими.



## НАША МИССИЯ - ВОЗГЛАВИТЬ РЫНОК С ПОМОЩЬЮ СЛЕДУЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ. МЫ ПРЕДОСТАВЛЯЕМ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО УСЛУГИ, - МЫ ДЕРЖИМСЯ НА УРОВНЕ БОЛЕЕ ВЫСОКИХ СТАНДАРТОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ

**Инновационные технологии.** Можно смело сказать, что мы задаем тренд в сфере дентальной имплантологии, продолжая совершенствовать и расширять нашу линейку инновационной продукции, предлагая самые передовые технологии, действие которых выходит далеко за рамки текущих запросов рынка.

**Патенты и индивидуальные решения.** Уникальные запатентованные высокоточные технологии предоставляют нашим клиентам неоспоримое преимущество на рынке стоматологических услуг. Широкий выбор продукции в нашей компании позволяет стоматологическим клиникам предлагать своим клиентам разнообразные и качественные решения. Творческий подход, новейшие научные исследования и разработки, а также уникальная маркетинговая модель дают нам возможность моментально реагировать на постоянно меняющиеся требования в рамках релевантного рынка.

**Экспертная комиссия.** Специалисты, входящие в состав экспертной комиссии в компании AB Dental, задействованы во всех областях стоматологической индустрии. Членами комиссии являются известные исследователи из самых ведущих университетов. Благодаря их знаниям и опыту, компания AB Dental в состоянии предугадать и своевременно решить как все текущие задачи, так и будущие.

**Современный учебный центр** В нашем центре предлагаются обучающие семинары для стоматологов и зубных техников, применяющих на практике продукцию нашей компании.

**Персонал и клиенты компании.** Мы прекрасно знаем, что хорошо подобранный персонал является залогом успеха любой компании, а правильно выстроенные отношения с клиентами играют не менее важную роль, чем применяемые на практике технологии.





# РАЗНОВИДНОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ AV Dental

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ И РАЗМЕРОВ (КОРОТКИХ/ ДЛИННЫХ/ ШИРОКИХ), УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН КАЖДОГО ИМПЛАНТАТА ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО РЕШАТЬ ДАЖЕ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ.

Одноэтапные  
имплантаты

Коническая платформа  
4 мм в диаметре

Узкая платформа 3  
мм в диаметре

Двухэтапные  
имплантаты (Двойная  
платформа)  
3.75 мм в диаметре

## ШИРОКИЙ

Долговременные эстетические результаты достигаются с помощью увеличения объема мягких тканей и установки имплантатов с абатментами меньшего диаметра для сохранения оптимального уровня альвеолярного гребня.

## БИОЛОГИЧЕСКИ СОВМЕСТИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Имплантаты обрабатываются фосфатом кальция, благодаря чему их поверхность приобретает некоторую шероховатость, что, в свою очередь, положительно влияет на процесс остео-интеграции.

## ДВОЙНАЯ ПЛАТФОРМА




Дизайн имплантатов разрабатывается с учетом возможности применения двух операционных платформ:  
- глубокое соединение (внутренний шестигранник 1,8 мм), подходит для всех абатментов с антиротационным шестигранным соединением;  
- плоское разъемное соединение (0,2 мм), созданное специально для абатментов без захвата (без шестигранника).

## КОЛЬЦА НА ШЕЙКЕ ИМПЛАНТАТА

Обеспечивают более прочное соединение между костной тканью и имплантатом в области альвеолярного гребня.

## ДВОЙНАЯ РЕЗЬБА

Благодаря плоской резьбе достигается высокая первичная стабильность, а острая резьба значительно облегчает процесс установки имплантатов, при этом минимально травмируя костную ткань.



# ИМПЛАНТОЛОГИЯ

## МАТЕРИАЛ

Все имплантаты компании AB Dental изготавливаются из титанового сплава Ti-6Al-4V ELI, в соответствии со стандартом ASTM-F136-02.

Этот материал является идеальным сырьем для изготовления дентальных имплантатов, поскольку он может практически полностью интегрироваться с костной тканью. Помимо биологической совместимости, титан имеет и прекрасные механические свойства, такие как прочность и долговечность. Изделия из этого материала могут быть произведены с точностью до микрон. Благодаря всем вышеперечисленным характеристикам, имплантаты, изготавливаемые из титана, полностью отвечают требованиям по достижению стабильных результатов среди различных групп пациентов. Конечно же, здесь необходимо учитывать размеры и состояние их костной ткани и десен.

## БИОЛОГИЧЕСКИ СОВМЕСТИМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

Имплантаты компании AB Dental подвергаются специальной обработке с использованием фосфата кальция, благодаря чему поверхность изделий приобретает некоторую шероховатость, что, в свою очередь, положительно влияет на прочность прямого соединения костной ткани с имплантатом. Этот процесс называется остеоинтеграцией. Эффективность данного подхода можно подтвердить следующей цитатой из статьи, в которой сравниваются разные способы обработки поверхности имплантатов: «Поскольку именно поверхность имплантата в первую очередь вступает в контакт с биологическими жидкостями реципиента, можно предположить, что именно ее свойства влияют на то, насколько быстро будет проходить процесс вживления изделия в костную ткань пациента» (Альбретссон и Венненберг, 2004).

«За последние несколько лет поверхность имплантатов претерпела значительные изменения — от гладкой и обточенной до текстурированной. Текстурирование может быть достигнуто при использовании ряда различных методов обработки изделий, таких как, например, травление кислотой, пескоструйная обработка, анодирование и прочие» (Альбретссон и Венненберг, Козльо и др., 2009). «Однако имеются некоторые опасения по поводу биологических характеристик получаемой поверхности» (Лемонс, 2004).

«Не имеющая аналогов биосовместимая поверхность, предложенная компанией AB Dental, объединяет в себе все технологические инновации, что дает ей множество положительных преимуществ с точки зрения остеоинтеграции.


Благодаря обработке с использованием биологически активного керамического порошка вместе с мягкой многоступенчатой процедурой очистки достигается умеренно грубая поверхность (Рис. 1 и 2), для которой характерны высокие показатели биологической совместимости и прекрасные остеокондуктивные свойства» (Рис. 3). (Альбретссон и Венненберг, 2004).

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

- ✦ Альбретссон Т., Венненберг А. Типология поверхностей дентальных имплантатов: Часть 1 - Общая информация с подробным описанием топографических и химических характеристик различных видов поверхностей и физиологических реакций на них// Международный журнал по ортопедической стоматологии – 2004-17(5) с. 536-543
- ✦ Козльо П.Г., Гранжейро Д.М., Романос Г.Е., Сузуки М., Сильва Н.Р., Кардарополи Г., Томпсон В.П., Лемонс Д.Е. Основные исследовательские методики и современные тенденции в разработке различных типов поверхностей дентальных имплантатов// Журнал исследований биомедицинских материалов. Часть Б. Прикладные биоматериалы – 2009-88(2) с. 579-596
- ✦ Лемонс Д.Е. Биоматериалы, биомеханика, заживление тканей и дентальные имплантаты с немедленной нагрузкой// Журнал оральной имплантологии – 2004-30(5) с. 318-324.


### РИСУНОК 1:

Микроизображения биологически совместимой поверхности, полученные с помощью сканирующего электронного микроскопа. Благодаря обработке с использованием биологически активного керамического порошка вместе с мягкой многоступенчатой процедурой очистки достигается умеренно грубая поверхность изделий. Обработка поверхности приводит к ее текстурированию на микро- и наноуровнях, максимально увеличивая прочность соединения между самой поверхностью и биологическими тканями сразу же после установки имплантата и способность выдерживать нагрузку после завершения процесса остеоинтеграции.




### РИСУНОК 2:

На рисунке показана трехмерная топографическая реконструкция, демонстрирующая текстурирование на микро- и наноуровнях.




### РИСУНОК 3:

Спектроскопия поверхности, показывающая исключительно элементы имплантата без загрязнений.






# AB GUIDED SERVICE



ABGuidedService — это уникальная система, функционирующая на базе цифровых технологий последнего поколения, использование которой существенно упрощает работу стоматологов, позволяя уже на этапе планирования знать все детали будущей операции по установке имплантатов.

Все изображения в формате 3D и план будущей операции разрабатываются в главном центре компании AB Dental.




Хирургические шаблоны изготавливаются с применением методов трехмерного компьютерного моделирования, что в дальнейшем существенно облегчает процесс установки имплантатов.

При необходимости к каждому шаблону AB-Guide прилагаются имплантаты, ортопедические элементы для протезирования, хирургический набор и даже временный мост.

Хирургические шаблоны могут поддерживаться мягкими тканями, зубами или костной тканью и используются как для установки одного имплантата, так и для реконструкции челюсти целиком.



## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- ABGUIDEDSERVICE подготовит для вас подробный и точный план операции по установке имплантатов, четко следуя вашим инструкциям, и предоставит его в виде двухмерных и трехмерных изображений, доступ к которым будет осуществляться с помощью веб-приложения AB Denрах. Вы можете проанализировать предложенный план будущей операции как самостоятельно, так и вместе с коллегами, или же проконсультироваться со специалистами зуботехнической лаборатории (место проведения реставрационных работ будет указано на виртуальном плане). После этого вы можете потребовать внести любые изменения или же утвердить предложенный план лечения.
- Хирургический шаблон изготавливается лишь после того, как план операции утвержден. Производится он с использованием специального программного обеспечения. Система ABGUIDEDSERVICE разработана для специалистов, работающих только на имплантатах компании AB Dental. Сам принцип работы достаточно прост, и вы можете пользоваться хирургическими шаблонами даже для установки одного имплантата.
- Нет никакой необходимости приобретать дополнительные компьютерные программы и учиться пользоваться ими. Вместо этого вы можете воспользоваться системой ABGuided и веб-приложением AB Denрах и получить все изображения, необходимые для проведения подробного анализа будущей операции по установке имплантатов. А воспользовавшись интерактивным программным обеспечением, вы также можете сами вносить все необходимые изменения в имеющийся у вас план операции или же подготовить его самостоятельно.
- В хирургическом наборе TKD-GUIDED уже есть все необходимые инструменты для работы с хирургическими шаблонами. Фрезы с цветовой маркировкой имеют ограничители, которые полностью соответствуют запланированной глубине сверления, что исключает необходимость в проведении измерений и расчетов во время хирургической операции.
- Процесс установки имплантатов занимает гораздо меньше времени, а врач и пациент чувствуют себя более комфортно. Эта технология дает стоматологам возможность использовать свои знания и опыт в области имплантологии с максимальной эффективностью, а также делает процесс установки имплантатов более безопасным и менее травматичным для пациентов.



## 9 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ABGUIDEDSERVICE

- МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
- РАЗРАБОТКА С УЧЕТОМ БУДУЩЕГО ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
- ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ РАСЧЕТОВ И ИЗМЕРЕНИЙ ДО ХИРУРГИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ БЕЗЛОСКУТНЫЙ
- ПОДХОД К УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТОВ
- НАИМЕНЕЕ ИНВАЗИВНЫЙ МЕТОД УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ
- ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ В НАРАЩИВАНИИ КОСТНОЙ ТКАНИ И СИНУС-ЛИФТИНГЕ
- УСТАНОВКА ИМПЛАНТАТОВ ПОД УГЛОМ
- ЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
- УСТАНОВКА АБАТМЕНТОВ И ФОРМИРОВАТЕЛЕЙ ДЕСНЫ СОГЛАСНО ПЛАНУ





# ABGUIDEDSERVICE

## ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ ABGUIDE

- Имплантация одного зуба
- Установка нескольких имплантатов
- Установка имплантатов, расположенных под углом
- Имплантация при адентии
- Установка крыловидных имплантатов
- Установка скуловых имплантатов
- Установка имплантатов по Вашему желанию с открытием лоскута или без

## ХИРУРГИЧЕСКИЙ НАБОР ABGUIDED




## ХИРУРГИЧЕСКИЕ ШАБЛОНЫ МОГУТ ПОДДЕРЖИВАТЬСЯ:

- Зубами
- Зубами и мягкими тканями при концевом дефекте зубного ряда
- Мягкими тканями при полной или частичной адентии
- Костной тканью
- Зубами и костной тканью

## ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РАБОТЫ С СЕРВИСОМ ABGUIDEDSERVICE


### 1

С помощью бесплатной программы AB Denрах стоматолог делает заказ на изготовление шаблонов AB Guide.




### 2

Проводится КТ, после чего выполняется трехмерное компьютерное моделирование с помощью AB Guided Service. Хирургические шаблоны AB Guide изготавливаются с использованием заранее утвержденного плана.



### 3


Проводится операция по имплантации с применением хирургического шаблона ABGuide, имплантатов компании AB Dental, а также материалов для протезирования и хирургического набора ABGuided. Все имплантаты и дополнительные материалы изготавливаются и поставляются для каждого отдельного случая.



## ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

### МОДЕЛИ С АНАЛОГАМИ ИМПЛАНТАТОВ И ВРЕМЕННАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Модели челюсти или копии слепков могут быть изготовлены с помощью 3D-технологий с использованием программного обеспечения для разработки планов операций по установке имплантатов, при этом расположение аналогов будет совпадать с запланированным расположением имплантатов. Это позволяет изготовить временный мост для немедленной нагрузки до проведения операции.





# ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ЗАКАЗ



Идеальное решение при  
полной или частичной  
адентии с дефицитом  
костной ткани

Индивидуальный дизайн с использованием  
компьютерной томографии и новейшего  
программного обеспечения с функцией  
трехмерного моделирования

Изготовление из титанового  
порошка с помощью 3D-принтера методом  
лазерного спекания

Более высокие гидрофильные  
свойства

Уникальная микро- и наноповерхность

Улучшенная остеоинтеграция



## ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ НА ЗАКАЗ

# ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ НА ЗАКАЗ С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОГО 3D-ПРИНТЕРА

Уникальное решение с применением лазерной 3D-печати в сочетании с ABGUIDEDSERVICE, системой компьютерного планирования, для разработки индивидуальных имплантатов на заказ.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Существуют ситуации, когда в силу тех или иных причин установка обычных имплантатов невозможна. Имплантаты, изготавливаемые на заказ компанией AB Dental, — это идеальное решение при полной или частичной адентии с дефицитом костной ткани. Дизайн каждого имплантата разрабатывается индивидуально с использованием компьютерного томографа (КТ), а также новейшего программного обеспечения с функцией трехмерного моделирования. Изготавливаются эти изделия с помощью титанового 3D-принтера методом лазерного спекания. Поверхность таких имплантатов имеет гидрофильную нано- и микроразмерную структуру, что обеспечивает быструю остеоинтеграцию с костной тканью. Расположение абатментов планируется заранее, принимая во внимание необходимость протезирования в будущем.

Имплантаты, изготавливаемые на заказ, также используются в челюстно-лицевой хирургии для частичного или полного восстановления челюстей в случае серьезных травм или вследствие операций по удалению опухолей и метастаз, благодаря чему эти сложные хирургические процедуры становятся более предсказуемыми и занимают меньше времени.

### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕЛЮСТИ




### ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕНТАЛЬНЫХ ШИН НА ЗАКАЗ




### INDIVIDUALLY DESIGNED SUB-PERIOSTEAL IMPLANTS - FULL MANDIBLE





### INDIVIDUALLY DESIGNED BILATERAL SUB-PERIOSTEAL IMPLANT



### ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВЫХ КОСТНЫХ ДЕФЕКТОВ



# ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ





# IMPLANT DRILL PROTOCOL



## ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ

### РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ С СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА С ПОКРЫТИЕМ

Диаметр бора (мм)	TMD	TPDD	TSD	TSD	TSD	TSD	TSD	TSD	TSD	TSD
Ø 1.9	Ø 1.9	Ø 2	Ø 2.5	Ø 2.8	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Скорость (об/мин)	1200-1500	900-1200	800-1000	500-700	400-700	400-600	400-600	300-500	200-400	200-400

TMD Бор маркирующий  
 TPD Фреза пилотная спиральная  
 TSD Step drill bit

Диаметр имплантата	Тип кости	Ø 1.9	Ø 2	Ø 2.5	Ø 2.8	Ø 3.2	Ø 3.65	Ø 4.0	Ø 4.5	Ø 5.0	Ø 5.5
Ø 2.4	мягкая	●	●								
	твердая	●	●								
Ø 3	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости							
Ø 3.3	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости						
Ø 3.5	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости						
Ø 3.75	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости					
Ø 4.2	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости				
Ø 4.5	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости			
Ø 5	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости		
Ø 6	мягкая	●	●								
	твердая	●	●	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости	● по необходимости

- Отметить участок сверления
- Сверлить на всю глубину имплантата
- Просверлить кортикальную пластинку в случае необходимости
- ⊙ Сверлить сквозь кортикальную пластинку с помощью развертки в случае необходимости


### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

TDCS	TDCS	TDS	TDS
3.75-4.2	5-6	Ø 1.2	Ø 1.5


Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

# ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ ИМПЛАНТАТОВ

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ ПРЯМОГО СВЕРЛЕНИЯ




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ С КОНИЧЕСКИМ СТОПОРОМ




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

# ИМПЛАНТАТ ВИНТОВОЙ I2



Артикул	D (мм)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантовода
I2	3.5	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I2	3.75	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I2	4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I2	5	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	○	с/без имплантовода
I2	6	Стандартная	8, 10, 11.5	●	С

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ



**СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ** Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантоводом или без имплантовода.

### С ИМПЛАНТОВОДОМ



### БЕЗ ИМПЛАНТОВОДА




### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.




# ИМПЛАНТАТ ВИНТОВОЙ I22



Артикул	D (mm)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантовода
I22	3.75	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I22	4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I22	5	Стандартная	8, 10, 11.5	○	с/без имплантовода

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантоводом или без имплантовода.

### С ИМПЛАНТОВОДОМ



### БЕЗ ИМПЛАНТОВОДА




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.




# ИМПЛАНТАТ КОНИЧЕСКИЙ I5



Артикул	D (mm)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантовода
I5/I6B1	3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	○	с/без имплантовода
I5	3.2/3.3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I5	3.5	Стандартная	10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I5	3.75	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I5	4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I5	4.5	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I5	5	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13, 16	○	с/без имплантовода
I5	6	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13, 16	●	С

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ




- Отметить участок сверления
- Сверлить на всю глубину имплантата
- Просверлить кортикальную пластинку в случае необходимости
- ⊙ Сверлить сквозь кортикальную пластинку с помощью развертки в случае необходимости
- TMD Бор маркирующий
- TPD Фреза пилотная спиральная
- TD Фреза прямая

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантоводом или без имплантовода.

### С ИМПЛАНТОВОДОМ



### БЕЗ ИМПЛАНТОВОДА




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

# ИМПЛАНТАТ КОНИЧЕСКИЙ I55



Артикул	D (мм)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантовода
I55	3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	○	с/без имплантовода
I55	3.3	Узкая	10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I55	3.75	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I55	4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I55	4.5	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I55	5	Стандартная	6, 8, 10, 11.5, 13	○	с/без имплантовода

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантоводом или без имплантовода.

### С ИМПЛАНТОВВОДОМ



### БЕЗ ИМПЛАНТОВВОДА




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

# ИМПЛАНТАТ ТРАПЕЦИЕВИДНЫЙ I10



Артикул	D (мм)	Платформа	L (мм)	Цветовая маркировка колпачка	Наличие имплантовода
I10	3.75	Узкая	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I10	4.2	Стандартная	8, 10, 11.5, 13, 16	●	с/без имплантовода
I10	5	Стандартная	8, 10, 11.5, 13	○	с/без имплантовода

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ



TMD Бор маркирующий  
TPD Фреза пилотная спиральная  
TD Фреза прямая

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Имплантаты AB Dental могут поставляться в упаковке с имплантоводом или без имплантовода.

### С ИМПЛАНТОВВОДОМ



### БЕЗ ИМПЛАНТОВВОДА




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.




# ИМПЛАНТАТ ТОНКИЙ ИНТЕГРАЛЬНЫЙ I6



Артикул	D (mm)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	Цветовая маркировка колпачка
I6	2.4	11.5, 13, 16	7	○
I6	3	10, 11.5, 13, 16	7	○
I6	3.2	10, 11.5, 13, 16	7	●

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ



Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.



# ИМПЛАНТАТ ОДНОЭТАПНЫЙ С ШАРОВИДНЫМ АТТАЧМЕНТОМ I6b



Артикул	D (mm)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	Цветовая маркировка колпачка
I6b	2.4	11.5, 13, 16	6	○

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ

Диаметр бора (мм)	Скорость (об/мин)	TMD	TPD
		Ø 1.9	Ø 2
		1200-1500	900-1200
Диаметр имплантата	Тип кости		
		Ø 2.4	мягкая твердая

- Отметить участок сверления
- Сверлить на всю глубину имплантата

TMD Бор маркирующий  
TPD Фреза пилотная спиральная

## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ




## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

# ИМПЛАНТАТ ОДНОЭТАПНЫЙ I7



Артикул	D (mm)	L (mm)	L <sub>1</sub> (mm)	Цветовая маркировка колпачка
17	3.75	8, 10, 11.5, 13, 16	11	●
17	4.2	8, 10, 11.5, 13, 16	11	●
17	5	8, 10, 11.5, 13	11	○

## РЕКОМЕНДОВАННЫЙ ПРОТОКОЛ СВЕРЛЕНИЯ



## СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ




Протокол сверления, предложенный компанией AB Dental, носит исключительно рекомендательный характер и ни в коем случае не заменяет опыт и знания стоматологов и хирургов. Цвет используемого финального сверла (для твердой кости) должен соответствовать цвету колпачка пробирки имплантата.

# ИНСТРУМЕНТЫ




Каждый из наших инструментов можно приобрести отдельно или как часть комплекта






# ФРЕЗЫ

## СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА С ПОКРЫТИЕМ



## ФРЕЗЫ С ИЗНОСОСТОЙКИМ ПОКРЫТИЕМ



# ФРЕЗЫ

## ПРЯМЫЕ ФРЕЗЫ



TD-2.5  
Фреза



TD-2.8  
Фреза



TD-3.2  
Фреза



TD-3.65  
Фреза



TD-4.0  
Фреза



TD-4.5  
Фреза



TD-5.0  
Фреза



TD-5.5  
Фреза

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕРЛА



TD-1.2



TD-1.5



TMD-1.9  
Бор  
маркирующий



TDE  
Удлинение для  
фрезы

## ФРЕЗЫ-РАЗВЕРТКИ



TDCS-3.75-4.2  
Развертка



TDCS-5-6  
Развертка

Ø 4.2  
Ø 3.6  
Ø 2.7

Ø 5.8  
Ø 4.8  
Ø 3.1

## ТРЕПАНЫ



TDTI-3.0  
Трепан

16mm  
13mm  
11.5mm  
10mm  
8mm  
6mm  
ID Ø 3.0  
OD Ø 4.0



TDTI-4.0  
Трепан

ID Ø 4.0  
OD Ø 5.0



TDTI-5.0  
Трепан

ID Ø 5.0  
OD Ø 6.0

ID - внутренний, OD - внешний диаметры

# КЛЮЧИ И ОТВЕРТКИ

## КЛЮЧИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ИМПЛАНТАТОВ



**T3-2,9 T3-2,18**  
Ключ для установки имплантата D 3 мм - узкая платформа




**T3 2.4,9 T3-2.4,18**  
Ключ для установки имплантата D 3,75 мм – стандартная платформа



**T3-I6 T3-I6L**  
Ключ для установки имплантата I6I7

## МЕХАНИЧЕСКИЕ КЛЮЧИ



**T5-2,20 T5-2,25**  
**T5-2,4,20 T5-2,4,25**  
Механический ключ для установки имплантата (для имплантатов без имплантовводов)



**T5-1.2,21 T5-1.2,26**  
Механический ключ для установки абатмента

## КЛЮЧИ И ОТВЕРТКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ АБАТМЕНТОВ



**T1-1.2,9 T1-1.2,15**  
Отвертка для динамометрического ключа



**T2-1.2,9 T2-1.2,15**  
ручная отвертка для абатмента -с коническим наконечником

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ



**T8**  
Ратчет



**T8c-10-40**  
Ключ динамометрический



**T9**  
Глубиномер



**T10**  
Ручьятка для фронтального введения



**T11**  
Молоток



**T13**  
Отвертка техническая



**T15-3.75 T15-3**  
Набор инструментов для извлечения винтов



**T16**  
Инструмент для определения углов установки имплантатов. Разработан совместно с доктором Мейером Авайрамом



**T17**  
Перфоратор мягкой ткани



**T18-3.75,9 T18-3.75,18**  
Набор инструментов для извлечения имплантатов



**T22**  
Держатель абатмента



**T4**  
Винт извлекающий



**T4-3**  
Стопорный винт для узкой платформы



# TKS/TKS-T8C
















## НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ МАЛЫЙ




Набор для прямого сверления малый

Ширина: 10 см  
Длина: 14,5 см  
Высота: 6,5 см

Комплект возможен в двух вариантах:  
с ключом с храповиком (рачетом) или  
с динамометрическим ключом

- |   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <b>T3-2,18</b><br>Ключ для установки имплантата                             |  | <b>TMD-1.9</b><br>ø 1.9 Бор маркирующий |
|  | <b>T3-2.4,9</b><br><b>T3-2.4,18</b> } Ключ для установки имплантата         |  | <b>TPD-2.0</b><br>ø 2.0 Пилотная фреза  |
|  | <b>T1-1.2,9</b><br><b>T1-1.2,15</b> } Отвертка для динамометрического ключа |  | <b>TD-2.5</b><br>ø 2.5 Фреза            |
|  | <b>T2-1.2,9</b><br><b>T2-1.2,15</b> } Отвертка ручная для абатмента         |  | <b>TD-2.8</b><br>ø 2.8 Фреза            |
|  | <b>T5-2.4,25</b><br>Ключ механический для имплантата                        |  | <b>TD-3.2</b><br>ø 3.2 Фреза            |
|  | <b>T8</b><br>Ратчет   |  | <b>TD-3.65</b><br>ø 3.65 Фреза          |
| или   | <b>T8c-10-40</b><br>Динамометрический ключ                                  |  | <b>TD-4.0</b><br>ø 4.0 Фреза            |
|  | <b>TP-23</b><br>Пин параллельный (2 шт.)                                    |  | <b>TD-4.5</b><br>ø 4.5 Фреза            |

# TKM-T8C-SD НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ С СТУПЕНЧАТЫЕ СВЕРЛА С ПОКРЫТИЕМ




Набор хирургический для прямого сверления

Ширина: 17,5 см

Длина: 19,5 см

Длина: 19,5 см

## СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ




Ключ для установки имплантата Узкая платформа




Ключ для установки имплантата Стандартная платформа



Отвертка для динамометрического ключа




Отвертка ручная для абатмента



Ключ механический для абатмента



Ключ механический для имплантата



Динамометрический ключ



Пин параллельный (2 шт.)

## СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ



ø 1.9 Бор маркирующий



ø 2.0 Pilot Drill Bit



ø 2.5 Step Drill Bit



ø 2.8 Step Drill Bit



ø 3.2 Step Drill Bit



ø 3.65 Step Drill Bit



ø 4.0 Step Drill Bit



ø 4.5 Step Drill Bit



ø 5.0 Step Drill Bit



ø 5.5 Step Drill Bit



Drilling Extension bit

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ


Максимальное количество в комплекте - 34



Развертка



Развертка



Ключ контрголовой для установки абатмента



Ключ для установки имплантата



Ключ для установки имплантата




Пин параллельный



Пин параллельный




Глубиномер



Рукоятка для фронтального введения

# ТКМ/ТКМ-Т8С

## НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ СРЕДНИЙ










Набор хирургический для прямого сверления

Ширина: 17,5 см  
Длина: 19,5 см  
Длина: 19,5 см










Комплект возможен в двух вариантах: с ратчетом или с динамометрическим ключом

### СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ

- 
T3-2,9  
T3-2,18
} Ключ для установки имплантата Узкая платформа
- 
T3-2.4,9  
T3-2.4,18
} Ключ для установки имплантата Стандартная платформа
- 
T1-1.2,9  
T1-1.2,15
} Отвертка для динамометрического ключа
- 
T2-1.2,9  
T2-1.2,15
} Отвертка ручная для абатмента


- 
T5-1.2,21
Ключ механический для абатмента
- 
T5-2,25  
T5-2.4,25
} Ключ механический для имплантата
- 
T8
Ратчет
- 
T8c-10-40
Динамометрический ключ
- 
TP-23
Пин параллельный (2 шт.)

### СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ

- 
TMD-1.9
Ø 1.9 Бор маркирующий
- 
TPD-2.0
Ø 2.0 Фреза пилотная
- 
TD-2.5
Ø 2.5 Фреза
- 
TD-2.8
Ø 2.8 Фреза
- 
TD-3.2
Ø 3.2 Фреза
- 
TD-3.65
Ø 3.65 Фреза
- 
TD-4.0
Ø 4.0 Фреза
- 
TD-4.5
Ø 4.5 Фреза
- 
TDE
Удлинитель фрезы

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Максимальное количество в комплекте - 34

- 
TD-5
Ø 5.0 Фреза
- 
TD-5.5
Ø 5.5 Фреза
- 
TDCS-3.75-4.2
Развертка
- 
TDCS-5-6
Развертка
- 
T5-1.2,26
Ключ контругловой для установки абатмента
- 
T5-2,20
Ключ для установки имплантата
- 
T5-2.4,20
Ключ для установки имплантата
- 
TP-17
Пин параллельный
- 
TP-23
Пин параллельный
- 
T9
Глубиномер
- 
T10
Рукоятка для фронтального введения



# TKDC/TKDC-T8C

## НАБОР КОНИЧЕСКИХ ФРЕЗ СО СТОППЕРОМ



Набор конических фрез со стопером

Ширина: 17,5 см  
Длина: 19,5 см  
Высота: 6 см

### СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ










-  T3-2,9 }  
T3-2,18 } Ключ для установки имплантата Узкая платформа
-  T3-2,4,9 }  
T3-2,4,18 } Ключ для установки имплантата Узкая платформа
-  T1-1,2,9 }  
T1-1,2,15 } Ключ для установки абатмента
-  T2-1,2,9 }  
T2-1,2,15 } Ручная отвертка для установки абатмента
-  T5-1,2,21  
Контрругловой ключ для установки абатмента
-  T5-2,25 }  
T5-2,4,25 } Контрругловой ключ для установки имплантата
-  T8  
или  
T8c-10-40  
Ратчет  
Динамометрический ключ
-  TP-23  
Пин параллельный (2 шт.)

-  TMD-1.9  
ø 1.9 Бор маркирующий
-  TDCSt-2.2,8  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.2,10  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.2,11.5  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.2,13  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.7,8  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.7,10  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.7,11.5  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.7,13  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.3,8  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.3,10  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.3,11.5  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.3,13  
Фреза коническая

### СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ















-  TDCSt-3.7,8  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.7,10  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.7,11.5  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.7,13  
Фреза коническая

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

-  T5-2,20 }  
T5-2,4,20 } Контрругловой ключ для установки имплантата
-  T5-1,2,26  
Развертка
-  TDCS-3.75-4.2  
Развертка
-  TDCS-5-6  
Развертка
-  TDE  
Удлинитель фрезы
-  TP-17  
Пин параллельный
-  TP-23  
Пин параллельный
-  T9  
Г лубиномер
-  T10  
Рукоятка для фронтального введения

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ

Максимальное количество в наборе - 25

-  TDCSt-2.2,6  
Фреза коническая
-  TDCSt-2.7,6  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.3,6  
Фреза коническая
-  TDCSt-3.7,6  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.0,6  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.0,8  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.0,10  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.0,11.5  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.0,13  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.5,6  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.5,8  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.5,10  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.5,11.5  
Фреза коническая
-  TDCSt-4.5,13  
Фреза коническая

# TKD-GUIDED\TKD-GUIDED-T8C

## НАБОР ХИРУРГИЧЕСКИЙ GUIDED






Набор конических фрез со стопором

Ширина: 17,5 см  
Длина: 19,5 см  
Высота: 6 см






Этот набор доступен по артикулу TKD-Guided-T8C, включая динамометрический ключ T8C-10-40

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ




































-  **FS-13**  
Фиксационный винт короткий
-  **FS-19**  
Фиксационный винт длинный

-  **T8**  
Ратчет
- или
-  **T8c-10-40**  
Динамометрический ключ

### СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ

-  **TDG-1.5,19**  
Сверло для фиксации штифта
-  **TP-1.5,31**  
Фиксационный штифт (3 шт.)
-  **TD-T17**  
Панч для разрезания десневой ткани
-  **T9**  
Глубиномер
-  **T2-1.2,15**  
Ручная отвертка для установки абатмента

### СТАНДАРТНОЕ СОДЕРЖИМОЕ

- |   |                                  |   |   |   |  |   |   |
|---|----------------------------------|---|---|---|--|---|---|
|    | <b>TDG-2.17</b><br>Фреза Guide   |    | <b>TH- 2.0</b><br>Ручьятка — диаметр фрезы 2.0 мм |    | <b>TDG-3.65,17</b><br>Фреза Guide                    |    | <b>TH- 3.65</b><br>Ручьятка — диаметр фрезы 3.65 мм   |
|    | <b>TDG-2.21</b><br>Фреза Guide   |   |   |    | <b>TDG-3.65,21</b><br>Фреза Guide                    |   |   |
|    | <b>TDG-2.25</b><br>Фреза Guide   |   |   |    | <b>TDG-3.65,25</b><br>Фреза Guide                    |   |   |
|    | <b>TDG-2.30</b><br>Фреза Guide   |   |   |    | <b>TDG-3.65,30</b><br>Фреза Guide                    |   |   |
|    | <b>TDG-2.5,17</b><br>Фреза Guide |   | <b>TH- 2.5</b><br>Ручьятка — диаметр фрезы 2.5 мм |    | <b>T3G-2.4,30-G</b><br>Ключ для установки имплантата |   |   |
|    | <b>TDG-2.5,21</b><br>Фреза Guide |   |   |  | <b>T3G-2.4,25-B</b><br>Ключ для установки имплантата |  | <b>T3G-2.4</b><br>Ключ для установки имплантата с помощью шаблона ABGuide Стандартная платформа |
|  | <b>TDG-2.5,25</b><br>Фреза Guide |   |   |  | <b>T3G-2.4,21-Y</b><br>Ключ для установки имплантата |   |   |
|  | <b>TDG-2.5,30</b><br>Фреза Guide |   |   |   |  |   |   |
|  | <b>TDG-2.8,17</b><br>Фреза Guide |  | <b>TH- 2.8</b><br>Ручьятка — диаметр фрезы 2.8 мм |  | <b>T3G-2.4,17-R</b><br>Ключ для установки имплантата |   |   |
|  | <b>TDG-2.8,21</b><br>Фреза Guide |   |   |  | <b>T3G-2,30-G</b><br>Ключ для установки имплантата   |   |   |
|  | <b>TDG-2.8,25</b><br>Фреза Guide |   |   |  | <b>T3G-2,25-B</b><br>Ключ для установки имплантата   |  | <b>T3G-2</b><br>Ключ для установки имплантата с помощью шаблона ABGuide Узкая платформа         |
|  | <b>TDG-2.8,30</b><br>Фреза Guide |   |   |  | <b>T3G-2,21-Y</b><br>Ключ для установки имплантата   |   |   |
|  | <b>TDG-3.2,17</b><br>Фреза Guide |  | <b>TH- 3.2</b><br>Ручьятка — диаметр фрезы 3.2 мм |  | <b>T3G-2,17-R</b><br>Ключ для установки имплантата   |   |   |
|  | <b>TDG-3.2,21</b><br>Фреза Guide |   |   |   |  |   |   |
|  | <b>TDG-3.2,25</b><br>Фреза Guide |   |   |   |  |   |   |
|  | <b>TDG-3.2,30</b><br>Фреза Guide |   |   |   |  |   |   |

# ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ



60

60 ортопедических  
решений для  
имплантатов,  
установленных  
под углом

105

Десятки ортопедических  
элементов для  
протезирования различных  
размеров, диаметров,  
с разным углом  
наклона и для удобства  
стоматологов, экономии  
времени и максимальной  
эффективности  
проводимых операций

3

3 технологии  
протезирования  
(с цементной  
фиксацией, с винтовой  
фиксацией и условно-  
съемное протезирование)


8

8 международных  
зарегистрированных патентов  
в области ортопедической  
стоматологии



# СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА

Диаметр 3.75 мм  
Шестигранник внутри  
Соединение:  
90° в виде конуса  
шестигранник 2.43 мм



# СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА


Последовательность предоставления изделий обусловлена техникой снятия оттисков с имплантатов. Также имеется возможность снятия оттисков после установки абатмента на имплантат.

	Формирователи десны	Трансферы / Средства для оттисков/ Аналоги		Абатменты				
		Оттиски	Лабораторные	Временные				
Протезирование на основе цементной фиксации								
Протезирование на основе винтовой фиксации	P0-3.75 Стр. 66	D2 Стр. 67	D20 Стр. 67	D1-P14 Стр. 90	D2-P14 Стр. 90	P14,SC Стр. 96	P14-bT Стр. 90	
	P0N-3.75 Стр. 66	P0-P14 Стр. 92	D2N Стр. 67	D2N0 Стр. 67	D1-P14 Стр. 90	D2-P14 Стр. 90	P14,SC Стр. 96	P14-bT Стр. 90
	P0W-3.75 Стр. 66	P0-P64 Стр. 91	D2-P12 Стр. 88	D1-P64 Стр. 93	D2-P64 Стр. 93	P64,SC Стр. 96	P64-bT Стр. 93	
			D3 Стр. 68	D3N Стр. 68	D4-P64 Стр. 93	D1-P64,MA Стр. 96	P12-T/L Стр. 89	
Условно-съёмное протезирование		D4 Стр. 69						

Момент затяжки абатмента – 30 Нсм.  
Момент затяжки винта, удерживающего манжету - 25 Нсм.

Абатменты/ манжеты/ атачменты			
Прямые	Угловые	Индивидуальные	Лабораторные
<p>PK Стр. 82 P3 Стр. 74 P3-5 Стр. 74 P3N Стр. 74 P3W Стр. 74</p>	<p>P4 Стр. 76 P4-5 Стр. 76 P4N Стр. 76 P4L Стр. 76 P4st Стр. 76</p>	<p>P2N Стр. 79 P2NH Стр. 79 P2-P3S Стр. 80 P2-P4S Стр. 81 P9HG Стр. 78 P9HR Стр. 78</p>	<p>P3N-3.75,2,TIT Стр. 85 P3-3.75,TI Стр. 85 P3-3.75,TIT Стр. 85 P3H-3.75,TIT Стр. 85</p>
<p>P16 Стр. 91</p>	<p>P14 Стр. 90</p>	<p>P14-bR Стр. 90 P14b Стр. 90</p>	<p>P14-bTs Стр. 97 P14-bRs Стр. 97</p>
<p>P64 Стр. 93</p>	<p>P64 Стр. 92</p>	<p>P64b Стр. 93</p>	<p>P64-bT-C Стр. 97</p>
<p>P12 Стр. 88 P7 Стр. 94</p>		<p>P7b-H Стр. 94 P7b Стр. 94</p>	<p>P64-bTs Стр. 97 P64-bRs Стр. 97</p>
<p>P5 Стр. 100 P25 Стр. 101</p>	<p>P14BASE Стр. 103 P5-P14 Стр. 103 P25-P14 Стр. 103</p>		
	<p>P5-20 Стр. 102</p>		


# P0 ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ТИТАНОВЫЙ



P0	P0N	P0W
Формирователь десны стандартный титановый	Формирователь десны узкий титановый	Формирователь десны широкий титановый
P0-3.75,0.5	P0N-3.75,3	P0W-3.75,2
P0-3.75,2	P0N-3.75,4	P0W-3.75,3
P0-3.75,3	P0N-3.75,5	P0W-3.75,4
P0-3.75,4	P0N-3.75,6	P0W-3.75,5
P0-3.75,5	P0N-3.75,7	P0W-3.75,6
P0-3.75,6		
P0-3.75,7		
D1 (mm) = 4.7 L (mm) = 0.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7	D1 (mm) = 3.5 L (mm) = 3, 4, 5, 6, 7	D1 (mm) = 6 L (mm) = 2, 3, 4, 5, 6




# D2 ТРАНСФЕР



D2	D2O	D2N	D2NO
Трансфер для закрытой оттисковой ложки	Трансфер для открытой оттисковой ложки	Трансфер узкий для закрытой оттисковой ложки	Трансфер узкий для открытой оттисковой ложки
D2-3.75,9	D2O-3.75,9	D2N-3.75,9	D2NO-3.75,15
D2-3.75,15	D2O-3.75,15		
D1 (mm) = 4.8 L (mm) = 9, 15	D1 (mm) = 4.8 L (mm) = 9, 15	D1 (mm) = 3.8 L (mm) = 9	D1 (mm) = 3.8 L (mm) = 15




Трансферы D2 поставляются вместе с винтами D2a и D2al. Короткий винт – для закрытой оттисковой ложки, а длинный винт – для открытой оттисковой ложки.





# D3 ТРАНСФЕР С КЛИПСОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ




Особенно эффективен при проведении операций в боковых отделах с ограниченным межчелюстным пространством

Применим для закрытой ложки (короткий) и для открытой ложки (длинный)

Остается в оттиске на протяжении всего процесса


Подходит только для параллельно установленных имплантатов



D3	D3N
Трансфер с клипсовой фиксацией	Трансфер узкий с клипсовой фиксацией
D3-3.75,9	D3N-3.75,9
D3-3.75,15	D3N-3.75,15
D1 (mm) = 4,5 L (mm) = 9,15	D1 (mm) = 3,5 L (mm) = 9,15



# D4 ТРАНСФЕР ПЛАСТИКОВЫЙ С АБАТМЕНТОМ



Снятие оттиска одним нажатием

Предназначен для многократного использования

4 размера высоты выступа абатмента (1-4 мм)

Простая и быстрая процедура по снятию оттиска методом закрытой ложки. При этом достигается максимальная точность, как при использовании техники открытой ложки



В набор входят: трансфер пластиковый PK-D2 (3 элемента), абатмент PK- P3 и аналог D1.

D4
Трансфер пластиковый с абатментом
D4-3.75,1
D4-3.75,2
D4-3.75,3
D4-3.75,4
D1 (mm) = 5,17 L (mm) = 1,2,3,4



D1  
Аналог имплантата




PK-D2  
Трансфер пластиковый




PK-P3-3.75  
Абатмент анатомический антиротационный

Все абатменты комплектуются винтом



P4a-S

## D1 АНАЛОГ




D1-3.75	D1-5	D1-6
Аналог имплантата	Аналог имплантата	Аналог имплантата
D1-3.75	D1-5	D1-6
D1 (mm) = 4	D1 (mm) = 5	D1 (mm) = 6
L (mm) = 12	L (mm) = 12.3	L (mm) = 12.3



# ПРОТЕЗТИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА



# Р3S-PEEK АБАТМЕНТ АНАТОМИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ PEEK



Высококачественный биосовместимый D1 термопластичный полимер, предназначенный для применения в медицинской отрасли.  
Позволяет достигнуть хорошей эстетики во фронтальном отделе



Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани

## Р3S-PEEK

Абатмент анатомический временный PEEK

P3S-PEEK-3.75,1

P3S-PEEK-3.75,2

P3S-PEEK-3.75,3

D1 (mm) = 4.7

L (mm) = 7.5


LS (mm) = 1, 2, 3



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P4a-S

# Р4S-PEEK АБАТМЕНТ УГЛОВОЙ ВРЕМЕННЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ PEEK



Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани



Производится с углами наклона в 15° и 25° для наклонного протезирования

Высококачественный биосовместимый термопластичный полимер, предназначенный для применения в медицинской отрасли

## P4S-PEEK-15

Угловой временный анатомический PEEK

P4S-PEEK,15-1

P4S-PEEK,15-2

P4S-PEEK,15-3

D1 (mm) = 4.7

∠ 15°

L (mm) = 9

LS (mm) = 1, 2, 3

## P4S-PEEK-25

Угловой временный анатомический PEEK

P4S-PEEK,25-1

P4S-PEEK,25-2


P4S-PEEK,25-3

D1 (mm) = 4.7

∠ 25°

L (mm) = 9

LS (mm) = 1, 2, 3



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P4a-S



# P3 АБАТМЕНТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ



Абатмент антиротационный с шестигранником


Применяется для постоянного протезирования на имплантатах



Поставляется как в узкой, так и широкой конфигурации

Встроенная функция смены платформ (кроме P3N) способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани


P3-3.75	P3-5	P3N	P3W
Абатмент антиротационный	Абатмент антиротационный (для широких зубов)	Абатмент антиротационный (для узкого гребня)	Абатмент антиротационный широкий (для широких зубов)
P3-3.75,5	P3-5,5	P3N-3.75,5	P3W-3.75,9
P3-3.75,7	P3-5,7	P3N-3.75,7	P3W-3.75,12
P3-3.75,9	P3-5,9	P3N-3.75,9	
P3-3.75,11			
P3-3.75,12			
P3-3.75,15			
D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 5,7, 9,11,12, 15	D <sub>1</sub> (mm) = 5.5 L (mm) = 5, 7, 9	D <sub>1</sub> (mm) = 3.5 L (mm) = 5, 7, 9	D <sub>1</sub> (mm) = 5.5 L (mm) = 9, 12



Ко всем абатментам прилагается короткий винт

P4a-S

# P3S АБАТМЕНТ АНАТОМИЧЕСКИЙ АНТИРОТАЦИОННЫЙ



Анатомический антиротационный абатмент полностью повторяет форму линии десны

Прямой титановый абатмент с шестигранником




P3S	P3SW
Абатмент анатомический антиротационный	Абатмент анатомический антиротационный широкий
P3S-3.75,1	P3SW-3.75,1
P3S-3.75,2	P3SW-3.75,2
P3S-3.75,3	P3SW-3.75,3
D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 7.5 LS (mm) = 1, 2, 3	D <sub>1</sub> (mm) = 5.5 L (mm) = 7.5 LS (mm) = 1, 2, 3



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P4a-S

# P4 АБАТМЕНТ УГЛОВОЙ



Угловой абатмент с наклоном в 15°, 25°, 35° и 45° (наклоны 35° и 45° были разработаны компанией AB Dental совместно с доктором Иегудой Гилем)


Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани



Длинный абатмент с углами наклона 15° и 25°


Предназначен для проведения операций по протезированию на имплантатах, установленных под углом

P4	P4st	P4L	P4N	P4-5
Абатмент угловой	Абатмент угловой	Абатмент длинный угловой	Абатмент узкий угловой	Абатмент угловой
P4-3.75,15	P4-3.75,5st	P4L-3.75,15	P4N-3.75,15	P4-5,15
P4-3.75,25	P4-3.75,25st	P4L-3.75,25		P4-5,25
P4-3.75,35				
P4-3.75,45				
D <sub>1</sub> (mm) = 4.7 α 15°, 25°, 35°, 45° L (mm) 15°, 25° = 9 L (mm) 35°, 45° = 10, 12	D <sub>1</sub> (mm) = 4.7 α 15°, 25° L (mm) = 9	D <sub>1</sub> (mm) = 4.7 α 15°, 25° L (mm) = 13.4	D <sub>1</sub> (mm) = 3.75 α 15° L (mm) = 9	D <sub>1</sub> (mm) = 5 α 15° 25° L (mm) = 10.75, 11.1



Ко всем абатментам прилагается короткий винт P4a-S, для абатментов с углом 35° и 45° предназначен винт P4a.

# P4S АБАТМЕНТ АНАТОМИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ



Анатомический угловой абатмент с углами наклона 15° и 25°

Нижняя сторона расположена в щечной части. Идеальное решение для эстетических проблем




Высота уступа 1 – 3 мм

P4S-15	P4S-25	P4SW
Абатмент угловой анатомический 15° с выступом	Абатмент угловой анатомический 25° с выступом	Абатмент угловой анатомический широкий 15°
P4S-3.75,15-1	P4S-3.75,25-1	P4SW-3.75,3
P4S-3.75,15-2	P4S-3.75,25-2	
P4S-3.75,15-3	P4S-3.75,25-3	
D <sub>1</sub> (mm) = 4.7 α 15° L (mm) = 7 LS (mm) = 1, 2, 3	D <sub>1</sub> (mm) = 4.7 α 25° L (mm) = 7 LS (mm) = 1, 2, 3	D <sub>1</sub> (mm) = 5.7 α 15° L (mm) = 8 LS (mm) = 4.2



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

# P9 АБАТМЕНТ ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИТОЙ



P9HR	P9R	P9HG	P9G
Абатмент пластиковый литой с шестигранником и хром-кобальтовым основанием	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и золотым основанием	Абатмент пластиковый литой без шестигранника и с золотым основанием	Абатмент пластиковый литой без шестигранника и с хром-кобальтовым основанием
P9HR-3.75,11	P9R-3.75,11	P9HG-3.75,11	P9G-3.75,11
D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 10	D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 10 LS (mm) = 1	D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 10 LS (mm) = 1	D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 10 LS (mm) = 1



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

# P2 АБАТМЕНТ БЕЗЗОЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ




P2NH	P2N
Абатмент беззольный пластиковый с шестигранником	Абатмент беззольный пластиковый без шестигранника
P2NH-3.75,15	P2N-3.75,15
D <sub>1</sub> (mm) = 3.75 L (mm) = 10	D <sub>1</sub> (mm) = 3.75 L (mm) = 10



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.



## P2-P3S АБАТМЕНТ ПРЯМОЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ БЕЗЗОЛЬНЫЙ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ



Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования без внутренней резьбы

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани.

Абатмент полностью повторяет форму десны



### P2-P3S

Абатмент прямой анатомический беззольный для формообразования

P2-P3S-3.75,1

P2-P3S-3.75,2

P2-P3S-3.75,3

$D_1$  (mm) = 4.7

L (mm) = 7.5


LS (mm) = 1, 2, 3



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P4a-S

## P2-P4S АБАТМЕНТ УГЛОВОЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ БЕЗЗОЛЬНЫЙ ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ



Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования без внутренней резьбы

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани.

Абатмент полностью повторяет форму десны.



### P2-P4S-15

Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования 15°

P2-P4S-3.75,15-1

P2-P4S-3.75,15-2

P2-P4S-3.75,15-3

$D_1$  (mm) = 4.7

$\alpha$  15°

L (mm) = 7

LS (mm) = 1, 2, 3

### P2-P4S-25

Абатмент угловой анатомический беззольный для формообразования 25°

P2-P4S-3.75,25-1

P2-P4S-3.75,25-2


P2-P4S-3.75,25-3

$D_1$  (mm) = 4.7

$\alpha$  25°

L (mm) = 7

LS (mm) = 1, 2, 3



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P4a-S

# РК ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ НАБОР



Лучшее решение для снятия оттисков с использованием трансферов, как для одиночной коронки, так и для мостовых протезов

Снятие оттиска методом закрытой ложки с той же точностью, что и при применении техники открытой ложки

Максимально упрощает процесс протезирования, исключая необходимость корректировок, и содержит полный набор инструментов, не требует никаких дополнительных деталей

Четыре размера высоты абатмента (1-4 мм) для обеих платформ (имплантаты 3,75 мм)

Наборы поставляются упаковками по 10 штук

## РК-3.75 Ортопедический набор

РК-3.75,1

РК-3.75,2

РК-3.75,3

РК-3.75,4

D1 (mm) = 5.17

L (mm) = 1,2,3,4



**РК-D1**  
Аналог имплантата



**РК-P2**  
Манжета пластиковая коническая без шестигранника (синяя)



**РК-D2**  
Трансфер пластиковый



**РК-P2H**  
Манжета пластиковая коническая с шестигранником (красная)



**РК-P0**  
Формирователь десны



**РК-P3-3.75**  
Абатмент анатомический антиротационный

1.8 mm



P4a-S

Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

# САД/САМ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА



# CAD/CAM АБАТМЕНТ СКАНИРУЮЩИЙ



С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих операций по протезированию путем сканирования имплантатов и/или абатментов всех видов

Изделия AB Dental представлены в библиотеках широкого списка компаний

Сканирование применяется для точного протезирования на имплантатах компании AB Dental с помощью CAD/CAM-технологий

Подходит для внутриворотного сканирования

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость проведения операций, а также комфорт пациентов

Изготавливается из высококачественного биосовместимого термопластичного полимера (PEEK)


P3,SC	P3L,SC
Сканирующее основание для прямого абатмента	Длинное узкое сканирующее основание для прямого абатмента
P3-3.75,SC	P3L-3.75,SC
Стандартная платформа	Стандартная платформа
D (mm) = 4.5 L (mm) = 6, 1	D (mm) = 4.2 L (mm) = 10



Сканирующие основания абатментов поставляются вместе с коротким винтом P4a-S для стандартной платформы. Модельный аналог также поставляется с винтом.



D1-3.75,MA
Модельный аналог для цифровой печати
D1-3.75,MA
Модель имплантата Стандартная платформа
D (mm) = 3.8 L (mm) = 11 * Includes screw




Модельный аналог для изготовления цифровой печатной модели

Двухкомпонентный дизайн для точного позиционирования



Включение изделий AB Dental в библиотеки CAD/CAM подтвердили следующие системы: 3Shape, ZirkonZhan, Exocad, DentalWings. Последние обновления изделий CAD/CAM можно загрузить с сайта AB Dental.

# CAD/CAM АБАТМЕНТ С ТИТАНОВЫМ ОСНОВАНИЕМ



С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих операций по протезированию путем сканирования имплантатов и/или абатментов всех видов

Изделия AB Dental представлены в библиотеках широкого списка компаний

Сканирование применяется для точного протезирования на имплантатах компании AB Dental с помощью CAD/CAM-технологий

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают высокую скорость проведения операций, а также комфорт пациентов

Титановое основание для цементирования коронок и мостов, созданных с помощью CAD/CAM-технологий

P3,TI	P3N,TIT	P3N,TIT	P3,TIT
Абатмент для одной коронки титановый узкий	Абатмент для одной коронки титановый широкий	Абатмент для мостов ротационный титановый узкий	Абатмент для мостов ротационный титановый широкий
P3-3.75,TI Титановый узкий H 0.6 мм Стандартная платформа	P3N-3.75,TIT Титановый широкий H 0.7 мм Стандартная платформа	P3N-3.75,0.6,TIT Титановый ротационный узкий H 0.6 мм Стандартная платформа	P3-3.75,TIT Титановый ротационный широкий H 0.8 мм Стандартная платформа
P3-3.75,2,TI Титановый узкий H 2 мм Стандартная платформа		P3N-3.75,2,TIT Титановый ротационный узкий H 2 мм Стандартная платформа	
P3-3.75,3,TI Титановый узкий H 3 мм Стандартная платформа		P3N-3.75,3,TIT Титановый ротационный узкий H 3 мм Стандартная платформа	
D (mm) = 4.3 L (mm) = 4 LS (mm) = 0.6, 2, 3	D (mm) = 5.2 L (mm) = 4.5 LS (mm) = 0.7	D (mm) = 4.3 L (mm) = 4.1 LS (mm) = 0.6, 2, 3	D (mm) = 5.2 L (mm) = 4.5 LS (mm) = 0.8



Все абатменты поставляются с коротким винтом




ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА  
ОСНОВЕ ВИНТОВОЙ  
ФИКСАЦИИ СТАНДАРТНАЯ  
ПЛАТФОРМА





# P12 АБАТМЕНТ С ПЛОСКИМ СОЕДИНЕНИЕМ

ПРИСВОЕН ПАТЕНТ



Комплексное решение для временного и постоянного протезирования с соблюдением максимальной точности

Используется для протезирования на основе винтовой фиксации и позволяет провести протезирование на непараллельно установленных имплантатах. Так как данный абатмент не имеет шестигранника, то его установка не составляет особого труда



Запатентован компанией AB Dental

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани

P12	P12C	D2-P12	D2N-P12
Абатмент с плоским соединением	Адаптер для абатмента с плоским соединением	Трансфер для абатмента с плоским соединением	Трансфер узкий для P12
P12-3.75	P12C-3.75,5	D2-P12-3.75,9	D2N-P12-3.75,9
		D2-P12-3.75,15	D2N-P12-3.75,15
D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 5	D <sub>1</sub> (mm) = 3.75 L (mm) = 5	D <sub>1</sub> (mm) = 4.8 L (mm) = 9, 15	D <sub>1</sub> (mm) = 3.75 L (mm) = 9, 15




В случае имплантата не с двойной платформой, адаптер P12C позволяет использовать абатмент с плоским соединением.

Сканирующие основания абатментов поставляются вместе с коротким винтом P4a-S для стандартной платформы. Модельный аналог также поставляется с винтом.



## Абатмент Временный

P12-T	P12-T/L
Абатмент временный с плоским соединением	Абатмент временный удлиненный с плоским соединением
P12-3.75-T	P12-3.75-T/L
D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 15 L <sub>1</sub> (mm) = 7	D <sub>1</sub> (mm) = 4.5 L (mm) = 15 L <sub>1</sub> (mm) = 11



# P16/P14 АДАПТЕР ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ

Адаптер (основание и конус) позволяет проводить операции по протезированию на непараллельно установленных имплантатах путем коррекции чрезмерного угла наклона имплантата

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани

Запатентован компанией AB Dental

Производится с углами наклона в 17° и 30° и с двумя вариантами высоты выступа

Угол наклона имплантата корректируется за счет основания. Конус обеспечивает соединение временного титанового абатмента или постоянного абатмента, изготовленного с помощью пластиковой манжеты для формообразования

Идеальное решение для протезирования по технологии "Всё на 4-х имплантатах"

Верхняя часть конуса позволяет устранить проблему непараллельности

Снятие оттиска производится поверх установленных адаптеров

Новый дизайн предусматривает больше места для десны


Условно-съемный протез прикрепляется к конусу. Имеются различные размеры

Облегчает процесс установки условно-съемных протезов на непараллельных имплантатах


P0-P14	D2-P14	D1-P14	P14b
Восстановитель десен для P14	Трансфер для P14	Аналог для P14	Манжеты для P14
P0-P14,2.5	D2-P14	D1-P14	P14b - пластиковая
P0-P14,4			P14-bt - титановая
P0-P14,5			P14-bR - кобальт-хромовая
P0-P14,7			
D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 2.5, 4, 5, 7	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 12.5	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 14.2	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 10, 12, 12




P16	P14-17	P14-30
Прямой адаптер	Угловой адаптер	Угловой адаптер
P16-3.75,1	P14-3.75,17-1	P14-3.75,30-1
P16-3.75,2	P14-3.75,17-3	P14-3.75,30-3
P16-3.75,3		
P16-3.75,4		
P16-3.75,5		
D1 (mm) = 4.5 LS (mm) = 1, 2, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4.4 α 17° LS (mm) = 1.35, 3.75	D1 (mm) = 4.4 α 30° LS (mm) = 1.5, 3




Все манжеты поставляются с винтом P14a.  
Трансфер D2-P14 - с винтом D2-P14a.



В комплект с адаптером P14/P16 входит винт P14a.



# Р64 АДАПТЕР ПРЯМОЙ/ УГЛОВОЙ (ЦЕЛЬНЫЙ)



Верхняя часть конуса позволяет устранить проблему непараллельности

Условно-съемный протез устанавливается на конус. Высота уступа варьируется

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани

Снятие оттиска производится с уровня адаптера


Новый дизайн предусматривает больше места для десен

Облегчает процесс установки условно-съемных протезов на непараллельных имплантатах

P64	P64-17	P64-30	P64-42
Адаптер прямой отдельный	Адаптер угловой отдельный 17°	Адаптер угловой отдельный 30°	Адаптер угловой отдельный 42°
P64-3.75,1	P64-3.75,17-0.5	P64-3.75,30-0.5	P64-3.75,42-0.5
P64-3.75,2	P64-3.75,17-2	P64-3.75,30-2	P64-3.75,42-2
P64-3.75,3	P64-3.75,17-3	P64-3.75,30-3	
P64-3.75,4	P64-3.75,17-4	P64-3.75,30-4	
P64-3.75,5	P64-3.75,17-5	P64-3.75,30-5	
D1 (mm) = 4.9 LS (mm) = 1, 2, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4.9 α 17° LS (mm) = 0.5, 2, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4.9 α 30° LS (mm) = 0.5, 2, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4.9 α 42° LS (mm) = 0.5



Угловой адаптер Р64 поставляется с винтом Р64е. Прямой адаптер Р64 поставляется с держателем Р14Са и винтом Р14а. Угловой адаптер Р64 поставляется с держателем Р64с. Длинный держатель Р14С-аL поставляется дополнительно.




P0-P64	D2-P64	D4-P64	D1-P64	P64-bT	P64b
Восстановитель десен для Р64	Трансфер для открытой ложки для Р64	Набор с транс-фером и пластиковой защелкой для Р64	Аналог для Р64	Аналог для Р64	Пластиковая манжета для Р64
P0-P64,5	D2-P64	D4-P64	D1-P64	P64-bT	P64b
D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 5	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 14.2	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 12	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10




Набор D4-P64 включает: трансфер РК-D2 (3 детали), специальный адаптер для Р64 и винт Р14а.

Все манжеты поставляются с винтом Р14а. Трансфер D2-P64 поставляется с винтом D2-P14а.



# Р7 АБАТМЕНТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ ЭСТЕТИЧЕСКИЙ



Подходит для протезирования на одиночном имплантате или мосте с винтовой фиксацией на непараллельно установленных имплантатах

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвращать резорбцию костной ткани




Шестигранник с обеих сторон

Р7	Р7b	Р7b-Н
Абатмент эстетический	Манжета пластиковая без шестигранника	Манжета пластиковая с шестигранником
Р7-3.75,1	Р7b	Р7b-Н
Р7-3.75,2		
Р7-3.75,3		
D <sub>1</sub> (mm) = 4.7	D <sub>1</sub> (mm) = 6	D <sub>1</sub> (mm) = 4.7
L (mm) = 1, 2, 3	L (mm) = 8.5	L (mm) = 12



Ко всем абатментам прилагается винт Р7а, размер которого соответствует длине абатментов. В комплект с Р7 входит манжета пластиковая без шестигранника Р7b.



## САД/САМ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА





# CAD/CAM СКАН-БОДИ

С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих операций по протезированию путем сканирования имплантатов и/или абатментов всех видов

Изделия AB Dental представлены в библиотеках широкого списка компаний

Сканирование применяется для точного протезирования на имплантатах компании AB Dental с помощью CAD/CAM — технологий

Подходит для внутритротового сканирования

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость проведения операций, а также комфорт пациентов

Изготавливается из высококачественного биосовместимого термопластичного полимера (PEEK)


<b>P64,SC</b>	<b>P14,SC</b>
Скан-боди	Скан-боди
P64,SC	P14,SC
P64 Скан-боди	P14/P16 Скан-боди
D (mm) = 5.5	D (mm) = 5.5
L (mm) = 6.1	L (mm) = 6.1



<b>D1-P64,MA</b>
Цифровой модельный аналог
D1-P64,MA
P64 Модельный аналог
D (mm) = 3.8
L (mm) = 11
* Includes screw



Скан-боди поставляется вместе с винтом P14a. Модельный аналог также поставляется с винтом.



Включение изделий AB Dental в библиотеки CAD/CAM подтвердили следующие системы: 3Shape, ZirkonZhan, Exocad, DentalWings. Последние обновления изделий CAD/CAM можно загрузить с сайта AB Dental.

# CAD/CAM ТИТАНОВЫЕ МАНЖЕТЫ

С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих операций по протезированию путем сканирования имплантатов и/или абатментов всех видов

Изделия AB Dental представлены в библиотеках широкого списка компаний

Сканирование применяется для точного протезирования на имплантатах компании AB Dental с помощью CAD/CAM — технологий


CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость проведения операций, а также комфорт пациентов

Титановое основание для цементирования коронок и мостов, созданных с помощью CAD/CAM-технологий

<b>P64</b>	<b>P64</b>	<b>P14/P16</b>
Титановая коническая манжета для углового адаптера P64	Титановая или кобальт-хромовая манжета прямая для углового адаптера P64	Титановая или кобальт-хромовая манжета прямая для углового адаптера P14 или прямого адаптера P16
P64-bTs-C	P64-bTs	P14-bTs
Титановая коническая манжета для склейки для P64	Титановая прямая манжета для склейки для P64	Титановая прямая манжета для склейки для P14
	P64-bRs	P14-bRs
	P64-bRs Кобальт-хромовая прямая манжета для склейки для P64	Кобальт-хромовая прямая манжета для склейки для P14
D (mm) = 4.9	D (mm) = 4.9	D (mm) = 4.4
L (mm) = 5.5	L (mm) = 5.55	L (mm) = 5.5




В комплект манжеты входит винт P14a.



**УСЛОВНО-СЪЕМНОЕ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ  
СТАНДАРТНАЯ ПЛАТФОРМА**



# P5 АТТАЧМЕНТ ШАРОВИДНЫЙ



P5	Связанные Части	P5 Set
Аттачмент шаровидный (sold with transparent silicon cap)	Колпачок силиконовый (sold in pairs of the same color)	Набор включает в себя: P5 Аттачмент шаровидный + P5b Прозрачный + P5a Металлический Колпачк
P5-3.75,1	P5b-1 Серый Твердый	P5-3.75,1set
P5-3.75,2	P5b-2 Прозрачный Средний	P5-3.75,2set
P5-3.75,3	P5b-3 Розовый Мягкий	P5-3.75,3set
P5-3.75,4	P5b-4 Черный Лабораторный	P5-3.75,4set
P5-3.75,5	P5a Металлический Колпачк	
P5-3.75,6	P5d Защитный диск	
D <sub>1</sub> (mm) = 4.1 L (mm) = 1, 2, 3, 4, 5, 6	D <sub>1</sub> (mm) = 4 L (mm) = 2.5	



# P25 АТТАЧМЕНТ АВ LOC




P25	P25b/10set	P25b/20set	Связанные Части
AB LOC (sold with transparent silicon cap)	Колпачок силиконовый (sold as a set of 5)	Колпачок силиконовый (sold as a set of 5)	
P25-3.75,0	Желтый Очень Мягкий	Желтый Очень Мягкий	P25a Металлический Колпачк
P25-3.75,1	Розовый Мягкий	Розовый Мягкий	P25d Защитный диск
P25-3.75,2	Пурпурный Твердый	Пурпурный Твердый	
P25-3.75,3	Прозрачный Стандартный	Прозрачный Стандартный	
P25-3.75,4	Черный Лабораторный	Черный Лабораторный	
P25-3.75,5			
D <sub>1</sub> (mm) = 3.9 L (mm) = 0.2, 1, 2, 3, 4, 5	D <sub>1</sub> (mm) = 4.6 L (mm) = 1.7	D <sub>1</sub> (mm) = 4.6 L (mm) = 1.7	

# P5-20 АТТАЧМЕНТ УГЛОВОЙ ШАРОВИДНЫЙ 20°

ПРИСВОЕН ПАТЕНТ



P5	Связанные Части	P5 Set
Аттачмент шаровидный (sold with transparent silicon cap)	Колпачок силиконовый (sold in pairs of the same color)	Набор включает в себя: P5 Аттачмент шаровидный + P5b Прозрачный + P5a Металлический Колпачк
P5-3.75,1	P5b-1 Серый Твердый	P5-3.75,1set
P5-3.75,2	P5b-2 Прозрачный Средний	P5-3.75,2set
P5-3.75,3	P5b-3 Розовый Мягкий	P5-3.75,3set
P5-3.75,4	P5b-4 Черный Лабораторный	P5-3.75,4set
P5-3.75,5	P5a Металлический Колпачк	
P5-3.75,6	P5d Защитный диск	
D1 (mm) = 4.1 L (mm) = 1, 2, 3, 4, 5, 6	D1 (mm) = 4 L (mm) = 2.5	



Каждый аттачмент P5-20 поставляется со своим винтом P5-20a (в соответствии с высотой) и силиконовым колпачком.


# P5/P25 АТТАЧМЕНТ С УГЛОВОМ ОСНОВАНИЕМ

Основания угловых адаптеров в комбинации с шаровыми и AB LOC аттачментами

P14base-17	P14base-30	P5-P14	P25-P14
Основание для углового адаптера	Основание для углового адаптера	Шаровая основа для углового адаптера	AB LOC для углового адаптера
P14base,17-1	P14base,30-1	P5-P14,1	P25-P14,1
P14base,17-3	P14base,30-3	P5-P14,2	P25-P14,2
D1 (mm) = 4.4 α 17° LS (mm) = 1.35, 3.75	D1 (mm) = 4.4 α 30° LS (mm) = 1.5, 3	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 12	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 1,2




Основание P14 поставляется с винтом P14e.




























# УЗКАЯ ПЛАТФОРМА

3 мм в диаметре  
Миниатюрное  
коническое  
соединение: конус  
60° и шестигранник  
2 мм



# УЗКАЯ ПЛАТФОРМА


Последовательность предоставления изделий обусловлена техникой снятия оттисков с имплантатов. Также имеется возможность снятия оттисков после установки абатмента на имплантат.

	Формирователи десны	Трансферы / Средства для оттисков/ Аналоги		Абатменты
		Оттиски	Лабораторные	Временные
Протезирование на основе цементной фиксации	 P0-3 Стр. 108	 D1-3 Стр. 112	 P3L-3,SC Стр. 120	 P3S-PEEK-3 Стр. 114
		  D2-3 Стр. 109	 D1-3,MA Стр. 120	
Протезирование на основе винтовой фиксации	 P0-P14 Стр. 124	  D1-P14 Стр. 124	 P14,SC Стр. 96	 P14-bT Стр. 124
	 P0-P64 Стр. 124	  D1-P64 Стр. 126	 P64,SC Стр. 96	 P64-bT Стр. 126
	  D3-3 Стр. 110	  D4-P64 Стр. 126	 D1-P64,MA Стр. 96	
Условно-съемное протезирование		 D4 Стр. 111		

Момент затяжки абатмента – 25 Нсм.  
Момент затяжки винта, удерживающего манжету, – 20 Нсм.

Абатменты / Манжеты / Аттачменты			
Прямые	Угловые	Индивидуальные	Лабораторные
 P3-3 Стр. 115	 P4-3 Стр. 116	 P9HR-3 Стр. 117	 P3N-3,2,TIT Стр. 121
 P3W-3 Стр. 115	 P4L-3 Стр. 116	 P9R-3 Стр. 117	 P3-3,TI Стр. 12
 P3S Стр. 115	 P4S-3 Стр. 116	 P2N Стр. 118	 P3-3,TIT Стр. 12
 PK-P3-3 Стр. 111		 P2NH Стр. 118	 P3H-3,TIT Стр. 121
 P16 Стр. 125	 P14 Стр. 124	 P14-bR Стр. 124	 P14-bTs Стр. 97
 P64 Стр. 127	 P64 Стр. 126	 P64b Стр. 126	 P64-bT-C Стр. 97
			 P64-bTs Стр. 97
		 P14BASE-3 Стр. 133	 P5-P14 Стр. 133
 P5-3 Стр. 130	 P25-3 Стр. 131	 P25-P14 Стр. 133	
	 P5-3,20 Стр. 132		

# P0 ФОРМИРОВАТЕЛЬ ДЕСНЫ ТИТАНОВЫЙ



## P0

Формирователь десны титановый

P0-3,2

P0-3,3

P0-3,4


P0-3,5

P0-3,7

$D_1$  (mm) = 4,2

$L$  (mm) = 2, 3, 4, 5, 7

# D2 ТРАНСФЕР СЛЕПОЧНЫЙ



## D2

Трансфер для закрытой оттисковой ложки

D2-3,9

$D_1$  (mm) = 3,75

$L$  (mm) = 9

## D20

Трансфер для открытой оттисковой ложки


D20-3,15

$D_1$  (mm) = 3,5


$L$  (mm) = 15



Трансферы D2 выпускаются с винтами D2a или D2a1. Короткий винт – для закрытой оттисковой ложки, а длинный винт – для открытой оттисковой ложки.



# D3 ТРАНСФЕР С КЛИПСОВОЙ ФИКСАЦИЕЙ



D3	D3W
Трансфер с клипсовой фиксацией	Трансфер широкий с клипсовой фиксацией
D3-3,9	D3W-3,9
D1 (mm) = 3.5	D1 (mm) = 4.5
L (mm) = 9	L (mm) = 9




# D4 ПЛАСТИКОВЫЙ ТРАНСФЕР С АБАТМЕНТОМ



В комплект входят: трансфер РК-D2 (3 элемента), абатмент РК-P3-3, аналог D1-3


D4-3	D1-3
Трансфер	Аналог имплантата для узкой платформы
D4-3,1	
D4-3,2	РК-D2 Пластиковый трансфер
D4-3,3	РК-P3-3 Анатомический невращаемый абатмент для узкой платформы

Ко всем абатментам прилагается короткий винт.





# D1 АНАЛОГ



Выполнен из нержавеющей стали и предназначен для лабораторных изделий



Узкая платформа – 3 мм в диаметре

D1-3


Аналог

D1-3


D1 (mm) = 4

L (mm) = 12

# ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТНОЙ ФИКСАЦИИ УЗКАЯ ПЛАТФОРМА



# Р3S-PEEK АБАТМЕНТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ АНАТОМИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ



Высококачественный биосовместимый термопластичный полимер, предназначенный для применения в медицинской отрасли



Узкая платформа 3 мм в диаметре

## Р3S PEEK

Абатмент анатомический невращаемый временный PEEK

P3S-PEEK-3,1

P3S-PEEK-3,2

P3S-PEEK-3,3


$D_1$  (mm) = 4,5

L (mm) = 7,4

LS (mm) = 1, 2, 3




Ко всем абатментам прилагается короткий винт.



P3a-3

# Р3 АБАТМЕНТ АНТИРОТАЦИОННЫЙ



Применяется для долгосрочного протезирования на имплантатах




Прямой титановый абатмент с шестигранником

Узкая платформа – 3 мм в диаметре

P3	P3W	P3S
Абатмент антиротационный	Абатмент антиротационный широкий	Абатмент антиротационный анатомический
P3-3,9	P3W-3,9	P3S-3,1
P3-3,12		P3S-3,2
		P3S-3,3
$D_1$ (mm) = 3	$D_1$ (mm) = 4	D=3,8
L (mm) = 9, 12	L (mm) = 9	L=7,5
		LS=1,2,3




Ко всем абатментам прилагается короткий винт.



P3a-3

# P4 АБАТМЕНТ УГЛОВОЙ




P4	P4L	P4S-15
Абатмент угловой	Абатмент угловой удлиненный	Абатмент угловой анатомический 15° с выступом
P4-3,15	P4L-3,15	P4S-3,15-1
P4-3,25	P4L-3,25	P4S-3,15-2
		P4S-3,15-3
D1 (mm) = 4.2 α 15°, 25° L (mm) = 8	D1 (mm) = 4.5 for 15° D1 (mm) = 4.7 for 25° α 15°, 25° L (mm) = 13	D1 (mm) = 4.1 α 15° L (mm) = 7 LS (mm) = 1, 2, 3




Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P3a-3

# P9 АБАТМЕНТ ПЛАСТИКОВЫЙ ЛИТОЙ




P9HR <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">НОВ</span>	P9R <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">НОВ</span>
Абатмент пластиковый литой с шестигранником и хром-кобальтовым основанием	Абатмент пластиковый литой с шестигранником и золотым основанием
P9HR-3,11	P9R-3,11
D1 (mm) = 4 L (mm) = 11	D1 (mm) = 4 L (mm) = 11 LS (mm) = 1



Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

P3a-3

# P2N АБАТМЕНТ ПЛАСТИКОВЫЙ



Выпускается с шестигранником и без шестигранника:


- С шестигранником – для создания конструкции на одиночном имплантате или для установки коронки или моста на абатмент
- Без шестигранника - для создания мостовой конструкции на нескольких имплантатах



P2N	P2NH
Абатмент пластиковый без шестигранника прямой (для моста)	Абатмент пластиковый с шестигранником для коронки
P2N-3,15	P2NH-3,15
D <sub>1</sub> (mm) = 4	D <sub>1</sub> (mm) = 4
L (mm) = 7.15	L (mm) = 7.15




Ко всем абатментам прилагается короткий винт.




P3a-3

## САД/САМ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЛАБОРАТОРИЙ УЗКАЯ ПЛАТФОРМА





# CAD/CAM АБАТМЕНТ СКАНИРУЮЩИЙ



С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих операций по протезированию путем сканирования имплантатов и/или абатментов всех видов

Сканирование применяется для точного протезирования на имплантатах компании AB Dental с помощью CAD/ CAM — технологий

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость проведения операций, а также комфорт пациентов



Изделия AB Dental добавлены в библиотеки широкого списка компаний

Подходит для внутриротового сканирования

Изготавливается из высококачественного биосовместимого термопластичного полимера (PEEK)

## P3,SC

Сканирующее основание для прямого абатмента

P3-3,SC  
Узкая платформа

D (mm) = 4.5  
L (mm) = 6,1

## P3L,SC


Длинное узкое сканирующее основание для прямого абатмента

P3L-3,SC  
Узкая платформа

D (mm) = 3.7  
L (mm) = 10



Сканирующие основания абатментов поставляются вместе с коротким винтом P3a-3 для узкой платформы. Модельный аналог также поставляется с винтом.




## D1-3,MA

Модельный аналог для цифровой печати

D1-3,MA  
Модель имплантата Узкая платформа

D (mm) = 3.5  
L (mm) = 11

\* Includes screw




Модельный аналог для изготовления цифровой печатной модели

Двухкомпонентный дизайн для точного позиционирования



Включение изделий AB Dental в библиотеки CAD/CAM подтвердили следующие системы: 3Shape, ZirkonZahn, Exocad, DentalWings. Последние обновления изделий CAD/CAM можно загрузить с сайта AB Dental.


# CAD/CAM АБАТМЕНТ С ТИТАНОВЫМ ОСНОВАНИЕМ



С помощью 3D-библиотек можно создавать точные компьютерные планы будущих операций по протезированию путем сканирования имплантатов и/или абатментов всех видов

Сканирование применяется для точного протезирования на имплантатах компании AB Dental с помощью CAD/ CAM — технологий

CAD/CAM-технологии значительно упрощают рабочий процесс и обеспечивают точность и высокую скорость проведения операций, а также комфорт пациентов



Изделия AB Dental добавлены в библиотеки широкого списка компаний

Титановое основание для цементирования коронок и мостов, созданных с помощью CAD/CAM технологий

## P3,TI

Тонкий абатмент из титана для одной коронки

P3-3,TI  
H 0.8 мм  
Узкая платформа

P3-3,2,TI  
H 2 мм  
Узкая платформа

P3-3,3,TI  
H 3 мм  
Узкая платформа

D (mm) = 4.3  
L (mm) = 4  
LS(mm)=0.8, 2, 3

## P3N,TIT

Широкий абатмент из титана для одной коронки

P3N-3,TIT  
H 0.8 мм  
Узкая платформа

P3N-3,2,TIT  
H 2 мм  
Узкая платформа

P3N-3,3,TIT  
H 3 мм  
Узкая платформа

D (mm) = 5.2  
L (mm) = 4.5  
L S(mm) = 0.8

## P3N,TIT

Тонкий вращаемый абатмент из титана для мостов

P3N-3,0.6,TIT  
H 0.6 мм  
Узкая платформа

P3N-3,2,TIT  
H 2 мм  
Узкая платформа

P3N-3,3,TIT  
H 3 мм  
Узкая платформа

D (mm) = 4.1  
L (mm) = 4.1  
L S(mm) = 0.6, 2, 3

## P3,TIT


Широкий вращаемый абатмент из титана для мостов

P3-3,TIT  
H 0.8 мм  
Узкая платформа

D (mm) = 5.2  
L (mm) = 4.5  
L S(mm) = 0.8



К титановому основанию абатмента прилагается короткий винт P3a-3 для узкой платформы.



# РК КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ



Идеальное решение для техники оттиска и трансфера при протезировании как одной коронки, так и моста

Позволяет получать оттиски закрытой ложки такого же качества, как открытой

Делает процесс протезирования максимально простым, устраняя любые возникающие препятствия и обеспечивая полный набор инструментов. Нет необходимости в дополнительных деталях

Доступны 4 варианта высоты для обеих платформ (узкие имплантаты 3 мм)

Комплект доступен упаковками по десять штук.

## РК-3

Ортопедический набор

РК-3,1

РК-3,2

РК-3,3

D1 (mm) = 5,17

L (mm) = 1,2,3



### РК-D1

Аналог имплантата



### РК-P2

Манжета пластиковая конусообразная



### РК-D2

Трансфер пластиковый



### РК-P2H

Манжета пластиковая конусообразная



### РК-P0

Формирователь десны



### РК-P3-3

Абатмент невращаемый анатомический для узкой платформы

2 mm




P3a-3

Ко всем абатментам прилагается короткий винт.

# ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НА ОСНОВЕ ВИНТОВОЙ ФИКСАЦИИ УЗКАЯ ПЛАТФОРМА



# P16/P14 ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ АДАПТЕРЫ



Адаптер (основание и конус) позволяет проводить операции по протезированию на непараллельно установленных имплантатах путем коррекции чрезмерного угла наклона имплантата

Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвратить резорбцию костной ткани

Запатентовано компанией AB Dental

Угол наклона имплантата корректируется за счет основания. Конус обеспечивает соединение временного титанового абатмента, изготовленного с помощью пластиковой манжеты для формообразования


Идеальное решение для протезирования по технологии «Все на 4-х имплантатах»

**ПРИСВОЕН ПАТЕНТ**

P0-P14	D2-P14	D1-P14	P14b
Формирователь десны для P14	Трансфер для P14	Аналог для P14	Манжета для P14
P0-P14,2,5	D2-P14	D1-P14	P14b – Пластиковая без шестигранника
P0-P14,4			P14b-H - Пластиковая с шестигранником
P0-P14,5			P14-bT-Титановая
P0-P14,7			P14-bR-Хром-кобальтовая
D1 (mm) = 4,4 L (mm) = 2,5, 4, 5, 7	D1 (mm) = 4,4 L (mm) = 12,5	D1 (mm) = 4,4 L (mm) = 14,2	D1 (mm) = 4,4 L (mm) = 10,12,12



Ко всем манжетам прилагается винт P14a. К трансферу D2-P14 прилагается винт D2-P14a.




Верхняя часть конуса позволяет устранить проблему непараллельности


Снятие оттиска производится с уровня адаптера

Новый дизайн предусматривает больше места для десен

Условно-съемный протез устанавливается на конус

Облегчает процесс установки условно-съемных протезов на непараллельных имплантатах


P16	P14-17	P14-30
Адаптер прямой	Адаптер угловой	Адаптер угловой
P16-3,1	P14-3,17-1	P14-3,30-1
P16-3,2	P14-3,17-3	P14-3,30-3
P16-3,3		
P16-3,4		
D1 (mm) = 4,4 LS (mm) = 1, 2, 3, 4	D1 (mm) = 4,4 ∠ 17° LS (mm) = 1,5, 3	D1 (mm) = 4,4 ∠ 30° LS (mm) = 1, 3




В комплекты адаптеров P14/P16 входит винт P14a.



# Р64 АДАПТЕРЫ ПРЯМОЙ И УГЛОВОЙ (ЦЕЛЬНЫЙ)



- Позволяет устанавливать непараллельные имплантаты путем коррекции экстремальных углов имплантатов
- Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвратить резорбцию костной ткани
- Широкое отверстие для вставки
- Доступен с вариантами углов 17° и 30°
- Коническая винтовая резьба глубокая и широкая, что придает дополнительную прочность абатменту




- Верхняя часть конуса позволяет устранить проблему непараллельности
- Условно-съемный протез устанавливается на конус. Высота может варьироваться
- Встроенная функция смены платформ способствует созданию идеальных условий для роста мягких тканей и помогает предотвратить резорбцию костной ткани
- Снятие оттиска производится с уровня адаптера
- Новый дизайн предусматривает больше места для десен
- Облегчает процесс установки условно-съемных протезов на непараллельных имплантатах
- Прямой адаптер, изготовленный из титана

P0-P64	D2-P64	D4-P64	D1-P64	P64-bT	P64b
Формирователь десны для Р64	Трансфер для Р64	Трансфер с пластиковой оснасткой для Р64	Аналог для Р64	Аналог для Р64	Манжета для Р64
P0-P64,5	D2-P64	D4-P64	D1-P64	P64-bT	P64b
D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 5	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 14.2	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 12	D1 (mm) = 4.9 L (mm) = 10



В комплект D4-P64 входят: РК-D2 трансферы (3 штуки), специальный адаптер для Р64 и винт Р14а


Все манжеты поставляются с винтом Р14а. К трансферу D2-P64 также прилагается винт D2-P14а.



P64	P64-17	P64-30
Прямой адаптер, отдельный элемент	Угловой адаптер, отдельный элемент	Угловой адаптер, отдельный элемент
P64-3,1	P64-3,17-0.5	P64-3,30-0.5
P64-3,2	P64-3,17-2	P64-3,30-2
P64-3,3		
D1 (mm) = 4.9 LS (mm) = 1, 2, 3	D1 (mm) = 4.9 ∠ 17° LS (mm) = 0.5, 2	D1 (mm) = 4.9 ∠ 30° LS (mm) = 0.5, 2



Угловой адаптер Р64 поставляется с винтом Р64е-3.  
Прямой адаптер Р64 поставляется с кронштейном Р14Са и винтом Р14а.  
Угловой адаптер Р64 поставляется с кронштейном Р64с. Удлиненный кронштейн Р14С-аL поставляется опционально.





УСЛОВНО-СЪЕМНОЕ  
ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

УЗКАЯ ПЛАТФОРМА



# P5 АТТАЧМЕНТ ШАРОВИДНЫЙ



P5	Связанные Части	P5 Set
Аттачмент шаровидный (продается с прозрачной силиконовой крышкой)	Колпачок силиконовый (продается в парах того же цвета)	Набор включает в себя: P5 Аттачмент шаровидный + P5b Прозрачный + P5a Металлический Колпачк
P5-3,1	P5b-1 Серый Твердый	P5-3,1set
P5-3,2	P5b-2 Прозрачный Средний	P5-3,2set
P5-3,3	P5b-3 Розовый Мягкий	P5-3,3set
P5-3,4	P5b-4 Черный Лабораторный	P5-3,4set
P5-3,5	P5a Металлический Колпачк	
P5-3,6	P5d Защитный диск	
D1 (mm) = 3 L (mm) = 1, 2, 3, 4, 5, 6	D1 (mm) = 4 L (mm) = 2.5	



# P25 АВ LOC АТТАЧМЕНТ



P25	P25b/10set	P25b/20set	Связанные Части
АВ LOC (продается с прозрачной силиконовой крышкой)	Колпачок силиконовый (продается как набор из 5)	Колпачок силиконовый (продается как набор из 5)	
P25-3,0	Желтый Очень Мягкий	Желтый Очень Мягкий	P25a Металлический Колпачк
P25-3,1	Розовый Мягкий	Розовый Мягкий	P25d Защитный диск
P25-3,2	Пурпурный Твердый	Пурпурный Твердый	
P25-3,3	Прозрачный Стандартный	Прозрачный Стандартный	
P25-3,4	Черный Лабораторный	Черный Лабораторный	
P25-3,5			
D1 (mm) = 3.9 L (mm) = 0.2, 1, 2, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4.6 L (mm) = 1.7	D1 (mm) = 4.6 L (mm) = 1.7	

# P5-20 АТТАЧМЕНТ УГЛОВОЙ ШАРОВИДНЫЙ 20°

ПРИСВОЕН ПАТЕНТ



P5-20	Связанные Части	P5-20 Set
Аттачмент шаровидный 20° (продается с прозрачной силиконовой крышкой)	Колпачок силиконовый (продается в парах того же цвета)	Набор включает в себя: P5 Аттачмент шаровидный + P5b Прозрачный + P5a Металлический Колпачк
P5-3,20-1.5	P5b-1 Серый Твердый	P5-3,20-1.5set
P5-3,20-3	P5b-2 Прозрачный Средний	P5-3,20-3set
P5-3,20-4	P5b-3 Розовый Мягкий	P5-3,20-4set
P5-3,20-5	P5b-4 Черный Лабораторный	P5-3,20-5set
	P5a Металлический Колпачк	
	P5d Защитный диск	
D1 (mm) = 4.1 α 20° L (mm) = 1.5, 3, 4, 5	D1 (mm) = 4 L (mm) = 2.5	



Каждый аттачмент P5-20 поставляется со своим винтом P5-20a (в соответствии с высотой) и силиконовым колпачком.

# P5/P25 АТТАЧМЕНТ БАЗОВЫЙ УГЛОВОЙ

Угловые адаптеры в комбинации с шаровыми и AB LOC аттачментами

P14base-17	P14base-30	P5-P14	P25-P14
Основание для углового адаптера	Основание для углового адаптера	Шаровое основание для углового адаптера	AB LOC основание для углового адаптера
P14base-3,17-1	P14base-3,30-1	P5-P14,1	P25-P14,1
P14base-3,17-3	P14base-3,30-3	P5-P14,2	P25-P14,2
D1 (mm) = 4.4 α 17° LS (mm) = 1.35, 3.75	D1 (mm) = 4.4 α 30° LS (mm) = 1.5, 3	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 12	D1 (mm) = 4.4 L (mm) = 1,2



Основание P14 комплектуется винтом P14e.



# АВБИОМАТЕРИАЛ BIOFILL-H

КОСТНЫЕ ТРАНСПЛАНТАТЫ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ТКАНИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОСТЬ



## ГРАНУЛЫ КОРТИКАЛЬНЫЕ МИНЕРАЛИЗОВАННЫЕ

Комплексное решение для временного и постоянного протезирования с соблюдением максимальной точности.

Артикул	Описание	Размер
AB1001	0.212-0.85 mm	1cm <sup>3</sup>
AB6001	0.5-1.0 mm	1cm <sup>3</sup>
AB6005	0.5-1.0 mm	5cm <sup>3</sup>



## DBM — ДЕМИНЕРАЛИЗОВАННАЯ КОСТНАЯ МАТРИЦА ГОТОВА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ. РЕГИДРАЦИЯ И СМЕШИВАНИЕ НЕ ТРЕБУЮТСЯ

Костный трансплантат – порошковая субстанция. На 93% состоит из деминерализованной костной ткани и на 7% — из гиалуроновой кислоты. Выпускается в различных объемах.

Артикул	Описание	Размер
AB3010	DBM порошок 0.212-0.85 mm	1cm <sup>3</sup>
AB3025	DBM порошок 0.212-0.85 mm	2.5cm <sup>3</sup>



# BONE GRAFTS & ACCESSORIES



\* These products do not bear a CE symbol because they are medicinal products under the scope of medicinal product act.



# АВБИОМАТЕРИАЛ BIOFILL-B

BIOFILL-B костный ксенотрансплантат, полученный от крупного рогатого скота.

Новый «золотой стандарт» в ксенотрансплантации, сертифицирован FDA, CE1023, ISO 13485.

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ:

1. Восстановлении и наращивании костной ткани.
2. Дефектах альвеолярного гребня.
3. Экстракции.
4. Синус-лифтинге.
5. Периодонтальных дефектах.

BIOFILL-B на 100 % состоит из губчатого вещества кости без кортикала. Инновационная техника измельчения позволяет получать мультипористую структуру, максимизирующую васкуляризацию. Остеоиндуктивная поверхность. Кристаллы октакальция фосфата обеспечивают быстрое формирование кости. Хранится при температуре 4-30 °С.

ПРОИЗВОДСТВО:

1. Изготовлен из безопасного сырья.
2. Материал прошел тесты на вирусы, токсичность, биосовместимость.
3. Технология производства мультипористости.
4. Размеры гранул губчатого вещества кости: 0.5 - 1.2 мм, 1.2 - 1.7 мм.


Артикул	Описание
BioFill-B-0.5g-l	BioFill-B-0.5г, размер гранул 1-2 mm
BioFill-B-0.5g-s	BioFill-B-0.5г, размер гранул 0.5-1 mm
BioFill-B-2g-l	BioFill-B-2г, размер гранул 1-2 mm
BioFill-B-2g-s	BioFill-B-2г, размер гранул 0.5-1 mm

Биология костнозамещающего материала



Ангиогенная структура  
Золотой стандарт  
мультипористости

Результаты биопсии



Результат 3-х месяцев  
биопсии



Результат 4-х месяцев  
биопсии



Результат 4-х месяцев  
биопсии

CE 1434

БЫЧЬЯ КОСТЬ



# АВБИОМАТЕРИАЛ BIOFILL-S

BIOFILL-S - это пористый синтетический керамический материал, содержащий 99,9% бета-трикальцийфосфата, предназначенный для заполнения костных пустот или реставрации дефектов кости, производится в нескольких формах: гранулы, цилиндрические и конические блоки.

Микропористость BIOFILL-S и взаимосвязь пор способствует васкуляризации, а также полной остеоинтеграции имплантата с обеспечением превосходной механической устойчивости.

BIOFILL-S обладает высокой биоактивностью: стимулирует пролиферацию и дифференцировку остеобластов, что позволяет в течение 1-6 месяцев восстановить кость в области дефекта.

Остеокондуктивная структура материала в сочетании с высокой гидрофильностью способствует заполнению его биологическими жидкостями.

BIOFILL-S рентгеноконтрастен, что позволяет осуществлять контроль остеоинтеграции. Благодаря своему гидрофильному профилю частицы демонстрируют высокую когезивность (способность к связыванию), сохраняя заданную форму.

ПОКАЗАНИЯ:

BIOFILL-S предназначен для использования в качестве заполнителя костных пустот или дополняющего материала при дефекте, который не позволяет проявить свойственную здоровой кости стабильность:

1. Поднятие дна синуса.
2. Альвеолярное заполнение или наращивание.
3. Альвеолярное восстановление.
4. Заполнение полостей после экстракции.
5. Реконструкция после удаления новообразований.

Отличная механическая стойкость | Отличная пластичность | Отличная биоактивность

Артикул	Описание
BioFill-S-0.5g-s	BioFill-S-0.5г, размер гранул 0.5 - 1 мм (в упаковке 5 штук)
BioFill-S-1g-s	BioFill-S-1г, размер гранул 0.5 - 1 мм (в упаковке 5 штук)

CE 0120

ЗАПОЛНИТЕЛЬ  
КОСТНЫХ ПУСТОТ



## BIOSEAL-C МЕМБРАНА КОЛЛАГЕНОВАЯ РАССАСЫВАЮЩАЯСЯ

BioSeal-C Absorbable Collagen Membrane, for successful Guided Bone Regeneration (GBR) and Guided Tissue Regeneration (GTR).

### ADVANTAGES

- + Excellent tensile strength
- + Excellent tear resistance
- + Fast hydration
- + Adapts to various defects - easy to shape and adapt to the osseous defects
- + Prolonged barrier function - biodegradable period, more than 3 months
- + Assists fast blood supply to the defect - through high porosity and special surface area, for optimal regeneration of bone and soft tissue
- + Lower incidence of soft tissue dehiscence - due to natural collagen structure
- + High suture pullout strength

### CLINICAL INDICATIONS

GTR procedures

GBR procedures such as:

- + Extraction socket grafting
- + Site preparation for implant
- + Preservation of the alveolar ridge
- + Fenestration defect
- + Sinus floor augmentation over the lateral window and Schneiderian membrane repairs

Cat. No.	Size
CM-1.5x2	15mm X 20mm
CM-2x3	20mm X 30mm
CM-3x4	30mm X 40mm



## TLJ ФАНТОМ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ

Прозрачная пластиковая модель нижней челюсти, наглядно демонстрирующая имплантаты и ортопедические элементы, используемые при протезировании.



## ABPhysio/ABPhysio-light Аппарат

## АППАРАТ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГИИ



КОНТРУГЛОВОЙ  
НАКОНЕЧНИК



КОНТРУГЛОВОЙ НАКОНЕЧНИК  
С ПОДСВЕТКОЙ



CE 0197

Абсолютно новый аппарат стоматологический моторный MD 11 с усовершенствованной системой управления для стабильной и точной работы в любом скоростном режиме.

- + Широкий диапазон скоростей — от 300 до 40 000 об/мин.
- + Максимальный вращающий момент — 70 Н/см с контругловым наконечником 20:1, графический дисплей, позволяющий контролировать работу в режиме реального времени (наконечники с подсветкой или без неё), с внутренней/ внешней системой охлаждения.
- + Изготовлен из прочных высококачественных материалов.
- + Встроенный насос для охлаждающей жидкости, предупреждающей повреждение тканей.

Аппарат стоматологический моторный MD 11 разработан для того, чтобы максимально упростить работу стоматолога. Основными достоинствами этого устройства являются его электромотор последнего поколения и усовершенствованная система управления. Новый дизайн аппарата отличается закругленными краями, которые очень просто чистить, и дисплеем, на котором отображается вся нужная информация. Благодаря сенсорным кнопкам с простыми функциями и звуковыми сигналами настройка устройства и работа с ним не представляют никаких сложностей.

Установка и замена трубок осуществляется без каких-либо усилий благодаря тому, что кнопка управления и сам отдел для трубок расположены на передней панели аппарата. Держатель для трубки выдвигается и остается в открытом положении все время, пока трубки находятся между двумя выемками в держателе.

Имеется большой выбор дополнительных насадок и аксессуаров, которые идеально подходят к данному аппарату.

### СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- + Блок управления MD 11
- + Ножная педаль Electronic
- + Электромотор
- + Набор стерильных трубок, 2 м
- + Набор фиксаторов для трубок
- + Штатив для охлаждающей жидкости
- + Гнездо для наконечника бормашины
- + Руководство по эксплуатации на 5 языках на компакт-диске.

Аппарат стоматологический моторный MD 11 2028 с бесщёточным мотором и частотой вращения 40 000 об/мин состоит из:

- + 1 x Блок управления MD 11 (3335) с одним разъёмом для мотора, насосом для подачи охлаждающей жидкости на верхней поверхности корпуса, разъёмом для ножной педали.
- + 1 x Контругловый наконечник 20:1 (с подсветкой или без нее), с внутренней/внешней системой охлаждения (5052).
- + 1 x Электромотор 21, 40 000 об/мин с кабелем (2 м), автоклавируемый с металлической вилкой (2097).
- + 1 x Ножная педаль IP 68 (1866), автоматизированная, может использоваться в операционных.
- + 1 x Набор с одинарным шлангом (1706), одноразовый, стерильный, 2 м.
- + 1 x Штатив (1770).
- + 2 x Распылительная насадка для NOU-CLEAN (1942/1958).
- + 1 x Бутылка с охлаждающим физраствором NaCl 0.9 %, 1 л (1969).

AB1001	135
AB3010	135
AB3025	135
AB6001	135
AB6005	135
ABPhysio	140
ABPhysio-Light	140
BioFill-B-0.5g-l	136
BioFill-B-0.5g-s	136
BioFill-B-2g-l	136
BioFill-B-2g-s	136
BioFill-S-0.5g-s	137
BioFill-S-1g-s	137
CM-1.5x2	138
CM-2x3	138
CM-3x4	138
D1-3	112
D1-3.75	70
D1-3,MA	120
D1-3.75,MA	84
D1-5	70
D1-6	70
D1-P14	90
D1-P64	93
D2-3,9	109
D2-3.75,15	67
D2-3.75,9	67
D2-P12-3.75,15	88
D2-P12-3.75,9	88
D2-P14	90

D2-P64	99
D2N-3.75,9	67
D2N-P12-3.75,15	88
D2N-P12-3.75,9	88
D2NO-3.75,15	67
D2O-3,15	109
D2O-3.75,15	67
D2O-3.75,9	67
D3-3,9	110
D3-3.75,15	68
D3-3.75,9	68
D3N-3.75,15	68
D3N-3.75,9	68
D3W-3,9	110
D4-3.75,1	69
D4-3.75,2	69
D4-3.75,3	69
D4-3.75,4	69
D4-P64	93
FS-13	58
FS-19	58
I10-3.75,10	34
I10-3.75,11.5	34
I10-3.75,13	34
I10-3.75,16	34
I10-3.75,8	34
I10-4.2,10	34
I10-4.2,11.5	34
I10-4.2,13	34
I10-4.2,16	34
I10-4.2,8	34
I10-5,10	34

I10-5,11.5	34
I10-5,13	34
I10-5,8	34
I2-3.5,13	26
I2-3.5,16	26
I2-3.5,8	26
I2-3.5,10	26
I2-3.5,11.5	26
I2-3.75,10	26
I2-3.75,11.5	26
I2-3.75,13	26
I2-3.75,16	26
I2-3.75,8	26
I2-4.2,10	26
I2-4.2,11.5	26
I2-4.2,13	26
I2-4.2,16	26
I2-4.2,8	26
I2-5,10	26
I2-5,11.5	26
I2-5,13	26
I2-5,16	26
I2-5,8	26
I2-6,8	26
I2-6,10	26
I2-6,11.5	26
I22-3.75,10	28
I22-3.75,11.5	28
I22-3.75,13	28
I22-3.75,16	28
I22-3.75,8	28
I22-4.2,10	28

I22-4.2,11.5	28
I22-4.2,13	28
I22-4.2,16	28
I22-4.2,8	28
I22-5,8	28
I22-5,10	28
I22-5,11.5	28
I5-3,10	30
I5-3,11.5	30
I5-3,13	30
I5-3,16	30
I5-3.3,10	30
I5-3.3,11.5	30
I5-3.3,13	30
I5-3.3,16	30
I5-3.5,11.5	30
I5-3.5,13	30
I5-3.5,16	30
I5-3.75,10	30
I5-3.75,11.5	30
I5-3.75,13	30
I5-3.75,16	30
I5-3.75,8	30
I5-4.2,10	30
I5-4.2,11.5	30
I5-4.2,13	30
I5-4.2,16	30
I5-4.2,8	30
I5-4.5,6	30
I5-4.5,8	30
I5-4.5,10	30
I5-4.5,11.5	30

I5-4.5,13	30
I5-5,6	30
I5-5,16	30
I5-5,10	30
I5-5,11.5	30
I5-5,13	30
I5-5,8	30
I5-6,6	30
I5-6,13	30
I5-6,16	30
I5-6,10	30
I5-6,11.5	30
I5-6,8	30
I55-3,10	32
I55-3,11.5	32
I55-3,13	32
I55-3,16	32
I55-3.3,10	32
I55-3.3,11.5	32
I55-3.3,13	32
I55-3.3,16	32
I55-3.75,10	32
I55-3.75,11.5	32
I55-3.75,13	32
I55-3.75,16	32
I55-3.75,8	32
I55-4.2,10	32
I55-4.2,11.5	32
I55-4.2,13	32
I55-4.2,16	32
I55-4.2,8	32
I55-4.5,6	32

I55-5,10	32
I55-5,11.5	32
I55-5,13	32
I55-5,8	32
I55-4.5,8	32
I55-4.5,10	32
I55-4.5,11.5	32
I55-4.5,13	32
I55-4.5,16	32
I6-2.4,11.5	36
I6-2.4,13	36
I6-2.4,16	36
I6-3,10	36
I6-3,11.5	36
I6-3,13	36
I6-3,16	36
I6-3.2,10	36
I6-3.2,11.5	36
I6-3.2,13	36
I6-3.2,16	36
I6b-2.4,11.5	38
I6b-2.4,13	38
I6b-2.4,16	38
I7-3.75,10	40
I7-3.75,11.5	40
I7-3.75,13	40
I7-3.75,16	40
I7-3.75,8	40
I7-4.2,10	40
I7-4.2,11.5	40
I7-4.2,13	40
I7-4.2,16	40



## РУБРИКАТОР

I7-4.2,8	40
I7-5,10	40
I7-5,11.5	40
I7-5,13	40
I7-5,8	40
P0-3,2	108
P0-3,3	108
P0-3,4	108
P0-3,5	108
P0-3,7	108
P0-3.75,0.5	66
P0-3.75,2	66
P0-3.75,3	66
P0-3.75,4	66
P0-3.75,5	66
P0-3.75,6	66
P0-3.75,7	66
P0-P14,2.5	90
P0-P14,4	90
P0-P14,5	90
P0-P14,7	90
P0-P64,5	93
P0N-3.75,3	66
P0N-3.75,4	66
P0N-3.75,5	66
P0N-3.75,6	66
P0N-3.75,7	66
P0W-3.75,2	66
P0W-3.75,3	66
P0W-3.75,4	66

P0W-3.75,5	66
P0W-3.75,6	66
P2-P3S-3.75,1	80
P2-P3S-3.75,2	80
P2-P3S-3.75,3	80
P2-P4S-3.75,15-1	81
P2-P4S-3.75,15-2	81
P2-P4S-3.75,15-3	81
P2-P4S-3.75,25-1	81
P2-P4S-3.75,25-2	81
P2-P4S-3.75,25-3	81
P2N-3,15	118
P2N-3.75,15	79
P2NH-3,15	118
P2NH-3.75,15	79
P3-3,12	115
P3-3,2,TI	121
P3-3,3,TI	121
P3-3,9	115
P3-3,sc	120
P3-3,TI	121
P3-3,TIT	121
P3-3.75,11	74
P3-3.75,12	74
P3-3.75,15	74
P3-3.75,2,TI	85
P3-3.75,3,TI	85
P3-3.75,5	74
P3-3.75,7	74
P3-3.75,9	74
P3-3.75,sc	84
P3-3.75,TI	85

P3-3.75,TIT	85
P3-5,5	74
P3-5,7	74
P3-5,9	74
P3H-3,TIT	121
P3H-3.75,TIT	85
P3L-3,sc	120
P3L-3.75,sc	84
P3N-3,0.6,TIT	121
P3N-3,2,TIT	121
P3N-3,3,TIT	121
P3N-3.75,0.6,TIT	85
P3N-3.75,2,TIT	85
P3N-3.75,3,TIT	85
P3N-3.75,5	74
P3N-3.75,7	74
P3N-3.75,9	74
P3S-3,1	115
P3S-3,2	115
P3S-3,3	115
P3S-3.75,1	75
P3S-3.75,2	75
P3S-3.75,3	75
P3S-PEEK-3,1	114
P3S-PEEK-3,2	114
P3S-PEEK-3,3	114
P3S-PEEK-3.75,1	72
P3S-PEEK-3.75,2	72
P3S-PEEK-3.75,3	72
P3SW-3.75,1	75
P3SW-3.75,2	75
P3SW-3.75,3	75

P3W-3,9	115
P3W-3.75,12	74
P3W-3.75,9	74
P4-3,15	116
P4-3,25	116
P4-3.75,15	76
P4-3.75,15st	76
P4-3.75,25	76
P4-3.75,25st	76
P4-3.75,35	76
P4-3.75,45	76
P4-5,15	76
P4-5,25	76
P4L-3,15	116
P4L-3,25	116
P4L-3.75,15	76
P4L-3.75,25	76
P4N-3.75,15	76
P4S-3,15-1	116
P4S-3,15-2	116
P4S-3,15-3	116
P4S-3.75,15-1	77
P4S-3.75,15-2	77
P4S-3.75,15-3	77
P4S-3.75,25-1	77
P4S-3.75,25-2	77
P4S-3.75,25-3	77
P4S-PEEK,15-1	73
P4S-PEEK,15-2	73
P4S-PEEK,15-3	73
P4S-PEEK,25-1	73
P4S-PEEK,25-2	73

P4S-PEEK,25-3	73
P4SW-3.75,3	77
P5-3,1	130
P5-3,1set	130
P5-3,2	130
P5-3,20-1.5	130
P5-3,20-1.5set	130
P5-3,20-3	130
P5-3,20-3set	130
P5-3,20-4	130
P5-3,20-4set	130
P5-3,20-5	130
P5-3,20-5set	130
P5-3,2set	130
P5-3,3	130
P5-3,3set	130
P5-3,4	130
P5-3,4set	130
P5-3,5	130
P5-3,5set	130
P5-3,6	130
P5-3,6set	130
P5-3.75,1	100
P5-3.75,1set	100
P5-3.75,2	100
P5-3.75,20-1	100
P5-3.75,20-1set	100
P5-3.75,20-2	100
P5-3.75,20-2set	100
P5-3.75,20-3	100
P5-3.75,20-3set	100
P5-3.75,20-4	100

P5-3.75,20-4set	100
P5-3.75,20-5	100
P5-3.75,20-5set	100
P5-3.75,20-6	100
P5-3.75,20-6set	100
P5-3.75,2set	100
P5-3.75,3	100
P5-3.75,3set	100
P5-3.75,4	100
P5-3.75,4set	100
P5-3.75,5	100
P5-3.75,5set	100
P5-3.75,6	100
P5-3.75,6set	100
P5-P14,1	103
P5-P14,2	103
P5a	100
P5b-1	100
P5b-2	100
P5b-3	100
P5d	100
P7-3.75,1	94
P7-3.75,2	94
P7-3.75,3	94
P7a-1	94
P7a-2	94
P7a-3	94
P7b	94
P7b-H	94
P9HR-3,11	117
P9R-3,11	117
P9G-3.75,11	78

P9HG-3.75,11	78
P9HR-3.75,11	78
P9R-3.75,11	78
P12-3.75	88
P12-3.75-T	89
P12-3.75-T,L	89
P14,sc	96
P14-3,17-1	125
P14-3,17-3	125
P14-3,30-1	125
P14-3,30-3	125
P14-3.75,17-1	91
P14-3.75,17-3	91
P14-3.75,30-1	91
P14-3.75,30-3	91
P14-bR	90
P14-bRs	97
P14-bT	90
P14-bTs	97
P14b	90
P14base,17-1	103
P14base,17-3	103
P14base,30-1	103
P14base,30-3	103
P14base-3,17-1	133
P14base-3,17-3	133
P14base-3,30-1	133
P14base-3,30-3	133
P16-3,1	125
P16-3,2	125

P16-3,3	125
P16-3,4	125
P16-3.75,1	91
P16-3.75,2	91
P16-3.75,3	91
P16-3.75,4	91
P25a	101
P25-a,b/10	100,131
P25-a,b/20	100,131
P25-3,0	131
P25-3,1	131
P25-3,2	131
P25-3,3	131
P25-3,4	131
P25-3,5	131
P25-3.75,0	101
P25-3.75,1	101
P25-3.75,2	101
P25-3.75,3	101
P25-3.75,4	101
P25-3.75,5	101
P25-3.75,6	101
P25-P14,1	103
P25-P14,2	103
P64,sc	96
P64-3,1	127
P64-3,2	127
P64-3,3	127
P64-3,17-0.5	92
P64-3,17-2	92
P64-3,30-0.5	127
P64-3,30-2	127

P64-3.75,1	92
P64-3.75,2	92
P64-3.75,3	92
P64-3.75,4	92
P64-3.75,5	92
P64-3.75,17-0.5	92
P64-3.75,17-2	92
P64-3.75,17-3	92
P64-3.75,17-4	92
P64-3.75,17-5	92
P64-3.75,30-0.5	92
P64-3.75,30-2	92
P64-3.75,30-3	92
P64-3.75,30-4	92
P64-3.75,30-5	92
P64-3.75,42-0.5	92
P64-3.75,42-2	92
P64-bT	93
P64-bTs-C	97
P64-bTs	97
P64-bRs	97
P64b	93
PK-3,1	122
PK-3,2	122
PK-3,3	122
PK-3.75,1	82
PK-3.75,2	82
PK-3.75,3	82
PK-3.75,4	82
PK-D1	82
PK-D2	69
PK-P0	82

PK-P2	82
PK-P2H	82
PK-P3-3	111
PK-P3-3.75	69
T1-1.2,15	48
T1-1.2,9	48
T10	49
T11	49
T13	49
T15-3	49
T15-3.75	49
T16	49
T17	49
T18-3.75,18	49
T18-3.75,9	49
T2-1.2,15	48
T2-1.2,9	48
T22	49
T3-2,18	48
T3-2,9	48
T3-2.4,18	48
T3-2.4,9	48
T3-l6	48
T3-l6L	48
T3G-2,17-R	59
T3G-2,21-Y	59
T3G-2,25-B	59
T3G-2,30-G	59
T3G-2.4,17-R	59
T3G-2.4,21-Y	59
T3G-2.4,25-B	59
T3G-2.4,30-G	59

T4	49
T5-1.2,21	48
T5-1.2,26	48
T5-2,20	48
T5-2,25	48
T5-2.4,20	48
T5-2.4,25	48
T8	49
T8c-10-40	49
T9	49
TD-1.2	47
TD-1.5	47
TD-2.5	46
TD-2.8	46
TD-3.2	46
TD-3.65	46
TD-4.0	46
TD-4.5	46
TD-5.0	46
TD-5.5	46
TDE	47
TDD-2.5	45
TDD-2.8	45
TDD-3.2	45
TDD-3.65	45
TDD-4.0	45
TDCS-3.75-4.2	47
TDCS-5-6	47
TDTI-3.0	47
TDTI-4.0	47
TDTI-5.0	47
TDCSt-2.2,10	56

TDCSt-2.2,11.5	56
TDCSt-2.2,13	56
TDCSt-2.2,6	57
TDCSt-2.2,8	56
TDCSt-2.7,10	56
TDCSt-2.7,11.5	56
TDCSt-2.7,13	56
TDCSt-2.7,6	57
TDCSt-2.7,8	56
TDCSt-3.3,10	56
TDCSt-3.3,11.5	56
TDCSt-3.3,13	56
TDCSt-3.3,6	57
TDCSt-3.3,8	56
TDCSt-3.7,10	57
TDCSt-3.7,11.5	57
TDCSt-3.7,13	57
TDCSt-3.7,6	57
TDCSt-3.7,8	57
TDCSt-4.0,10	57
TDCSt-4.0,11.5	57
TDCSt-4.0,13	57
TDCSt-4.0,6	57
TDCSt-4.0,8	57
TDCSt-4.5,10	57
TDCSt-4.5,11.5	57
TDCSt-4.5,13	57
TDCSt-4.5,6	57
TDCSt-4.5,8	57
TDG-1.5,19	59
TDG-2,17	59
TDG-2,21	59





# ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ

